

Megaplast First Aid – Suture Strips (Sterile)

Cod: cer367

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italiano

Descrizione: Strisce adesive sterili per sutura cutanea. Consentono l'avvicinamento dei margini della ferita per favorire la cicatrizzazione riducendo la trazione sulla pelle. Ipoallergeniche e traspiranti.

Dimensioni: 8 pezzi in 2 misure: 3×75 mm e 6,4×80 mm.

Istruzioni: Pulire e disinfettare la ferita, asciugare bene la pelle. Applicare più strisce in parallelo per avvicinare i margini senza sovrapporre. Lisciare i bordi per una buona adesione. Sostituire secondo necessità o se si allentano. Uso singolo. Non utilizzare su ferite infette; in caso di tagli profondi consultare un medico.

English

Descrizione: Sterile adhesive skin-closure strips. Designed to approximate wound edges and support healing while minimizing skin

tension. Hypoallergenic and breathable.

Dimensioni: 8 pieces in 2 sizes: 3×75 mm and 6,4×80 mm.

Istruzioni: Clean and disinfect the wound; dry the skin. Apply several strips in parallel to approximate the edges without overlapping. Smooth down the ends for secure adhesion. Replace as needed or if loosened. Single use. Do not use on infected wounds; for deep cuts, seek medical advice.

French

Descrizione: Bandes adhésives stériles pour suture cutanée. Elles rapprochent les bords de la plaie pour favoriser la cicatrisation en réduisant la tension cutanée. Hypoallergéniques et respirantes.

Dimensioni: 8 pièces en 2 tailles : 3×75 mm et 6,4×80 mm.

Istruzioni: Nettoyer et désinfecter la plaie, puis bien sécher la peau. Poser plusieurs bandes en parallèle pour rapprocher les bords sans chevauchement. Lisser les extrémités pour une bonne adhésion. Remplacer si nécessaire ou si elles se décollent. Usage unique. Ne pas utiliser sur plaies infectées ; pour coupures profondes, consulter un médecin.

German

Descrizione: Sterile, selbstklebende Hautverschlussstreifen. Sie nähern die Wundränder an und unterstützen die Heilung bei geringerer Hautspannung. Hypoallergen und atmungsaktiv.

Dimensioni: 8 Stück in 2 Größen: 3×75 mm und 6,4×80 mm.

Istruzioni: Wunde reinigen und desinfizieren, Haut gut trocknen. Mehrere Streifen parallel aufbringen, um die Wundränder anzunähern, ohne Überlappung. Enden glatt andrücken. Bei Bedarf oder bei Lockerung wechseln. Einmalprodukt. Nicht auf infizierte Wunden anwenden; bei tiefen Schnittverletzungen ärztlichen Rat einholen.

Spanish

Descrizione: Tiras adhesivas estériles para cierre cutáneo. Aproximan los bordes de la herida y favorecen la cicatrización reduciendo la tensión en la piel. Hipoalergénicas y transpirables.

Dimensioni: 8 unidades en 2 tamaños: 3×75 mm y 6,4×80 mm.

Istruzioni: Limpie y desinfecte la herida; seque bien la piel. Aplique varias tiras en paralelo para aproximar los bordes sin solaparlos. Alise los extremos para una buena adhesión. Sustituir cuando sea necesario o si se despegan. De un solo uso. No usar en heridas infectadas; para cortes profundos, consulte al médico.