



pH NEUTRAL EYE WASH SOLUTION – 250 ml

Cod: ACQ406

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italian

Descrizione

Soluzione sterile a pH neutro (tampone fosfato) specifica per il lavaggio oculare in caso di schizzi acidi o basici leggeri. Flacone con coppa oculare ergonomica per un'erogazione



mirata.

Dimensioni

Volume: 250 ml · pH neutro · pronta all'uso · monouso.

Contenuto del kit

- 1 × flacone soluzione tampone pH neutro 250 ml con coppa oculare
- Istruzioni piktografiche sull'etichetta

Istruzioni

- 1) Aprire il tappo e posizionare la coppa sull'occhio.
- 2) Comprimere il flacone e irrigare continuamente per 10–15 minuti.
- 3) Rimuovere le lenti a contatto se possibile e consultare un medico.
- 4) Monouso: smaltire dopo l'uso.

English

Description

Sterile pH-neutral phosphate buffer solution for eye wash in case of mild acid or alkali splashes. Bottle with ergonomic eye-cup for targeted delivery.

Dimensions

Volume: 250 ml · pH-neutral · ready to use · single use.

Kit contents

- 1 × 250 ml pH-neutral buffer bottle with eye-cup
- Pictogram instructions on the label

Instructions

- 1) Open the cap and place the eye-cup on the eye.
- 2) Squeeze the bottle and irrigate continuously for 10–15 minutes.
- 3) Remove contact lenses if possible and seek medical advice.
- 4) Single use: discard after use.

French

Description

Solution stérile tamponnée au pH neutre pour le lavage oculaire en cas d'éclaboussures acides/basiques légères. Flacon avec coupelle ergonomique pour une application ciblée.

Dimensions

Volume : 250 ml · pH neutre · prête à l'emploi · usage unique.

Contenu du kit



- 1 × flacon tampon pH neutre 250 ml avec coupelle oculaire
- Instructions par pictogrammes sur l'étiquette

Mode d'emploi

- 1) Ouvrir le bouchon et positionner la coupelle sur l'œil.
- 2) Presser le flacon et irriguer en continu pendant 10–15 minutes.
- 3) Retirer les lentilles si possible et consulter un médecin.
- 4) À usage unique : jeter après utilisation.

German**Beschreibung**

Sterile pH-neutrale Phosphatpufferlösung zur Augenspülung bei leichten Säure-/Laugenspritzern. Flasche mit ergonomischer Augenmuschel für gezielte Anwendung.

Abmessungen

Volumen: 250 ml · pH-neutral · gebrauchsfertig · Einmalgebrauch.

Lieferumfang

- 1 × 250-ml-Flasche pH-neutraler Puffer mit Augenmuschel
- Piktogramm-Anleitung auf dem Etikett

Anleitung

- 1) Kappe öffnen und die Augenmuschel aufsetzen.
- 2) Flasche drücken und 10–15 Minuten kontinuierlich spülen.
- 3) Kontaktlinsen wenn möglich entfernen und Arzt aufsuchen.
- 4) Einmalgebrauch: nach Verwendung entsorgen.

Spanish**Descripción**

Solución estéril tampón fosfato de pH neutro para lavado ocular ante salpicaduras leves ácidas/alcalinas. Botella con copa ocular ergonómica para aplicación dirigida.

Dimensiones

Volumen: 250 ml · pH neutro · lista para usar · de un solo uso.

Contenido del kit

- 1 × botella de tampón pH neutro de 250 ml con copa ocular
- Instrucciones con pictogramas en la etiqueta

Instrucciones

- 1) Abra el tapón y coloque la copa sobre el ojo.
- 2) Presione la botella e irrigue de forma continua durante 10–15 minutos.
- 3) Retire las lentes si es posible y consulte a un médico.



4) De un solo uso: deseche tras su utilización.

Swedish

Beskrivning

Steril pH-neutral fosfatbuffertlösning för ögonsköljning vid milda stänk av syra eller alkali. Flaska med ergonomisk ögonkopp för riktad applicering.

Dimensioner

Volym: 250 ml · pH-neutral · bruksfärdig · engångsbruk.

Förpackningens innehåll

- 1 × 250 ml flaska med pH-neutral buffertlösning och ögonkopp
- Piktograminstruktioner på etiketten

Bruksanvisning

- 1) Öppna locket och placera ögonkoppen över ögat.
- 2) Tryck på flaskan och skölj kontinuerligt i 10–15 minuter.
- 3) Ta om möjligt ut kontaktlinser och kontakta läkare.
- 4) Endast för engångsbruk: kassera efter användning.

Norwegian

Beskrivelse

Steril pH-nøytral fosfatbufferløsning for øyeskylling ved milde sprut av syre eller alkali. Flaske med ergonomisk øyekopp for målrettet påføring.

Dimensjoner

Volum: 250 ml · pH-nøytral · klar til bruk · engangsbruk.

Pakningsinnhold

- 1 × 250 ml flaske med pH-nøytral bufferløsning og øyekopp
- Piktograminstruksjoner på etiketten

Bruksanvisning

- 1) Åpne korken og plasser øyekoppen over øyet.
- 2) Klem på flasken og skyll kontinuerlig i 10–15 minutter.
- 3) Fjern kontaktlinser hvis mulig, og kontakt lege.
- 4) Kun til engangsbruk: kastes etter bruk.

Finnish

Kuvaus

Steriili, pH-neutraali fosfaattipuskuriliuos silmien huuhteluun lievien happo- tai emäksroiskeiden yhteydessä. Pullossa on ergonominen silmäkuppi kohdennettua huuhtelua varten.

Mitat

Tilavuus: 250 ml · pH-neutraali · käyttövalmis · kertakäyttöinen.

**Pakkauksen sisältö**

- 1 × 250 ml:n pullo pH-neutraalia puskuriliuosta ja silmäkuppi
- Kuvalliset käyttöohjeet etiketissä

Käyttöohjeet

- 1) Avaa korkki ja aseta silmäkuppi silmän päälle.
- 2) Purista pulloa ja huuhtelee yhtäjaksoisesti 10–15 minuutin ajan.
- 3) Poista piilolinssit mahdollisuuksien mukaan ja hakeudu lääkärin arvioon.
- 4) Kertakäyttöinen: hävitä käytön jälkeen.

Danish**Beskrivelse**

Steril pH-neutral fosfatbufferopløsning til øjenskyllning ved milde stænk af syre eller base. Flaske med ergonomisk øjenkop til målrettet anvendelse.

Dimensioner

Volumen: 250 ml · pH-neutral · klar til brug · engangsbrug.

Pakkens indhold

- 1 × 250 ml flaske med pH-neutral bufferopløsning og øjenkop
- Piktogramvejledning på etiketten

Brugsanvisning

- 1) Åbn hættten, og placér øjenkoppen over øjet.
- 2) Klem på flasken, og skylt kontinuerligt i 10–15 minutter.
- 3) Fjern kontaktlinser, hvis det er muligt, og søg lægehjælp.
- 4) Kun til engangsbrug: bortskaffes efter brug.