



STERILE SALINE EYE WASH SOLUTION

Cod: ACQ414 - ACQ408 - ACQ409

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italian

Descrizione

Soluzione salina sterile 0,9% NaCl per lavaggio oculare/irrigazione ferite. Flacone monouso con coppa oculare integrata e tappo sigillato per un'erogazione mirata e igienica.

Dimensioni

Formati disponibili: 250 ml (ACQ408) · 500 ml (ACQ414) · 1000 ml (ACQ409). Isotonica, sterile, pronta all'uso.

Contenuto del kit

- Flacone sterile 0,9% NaCl con coppa oculare
- Tappo sigillato con indicazioni piktografiche
- Dispositivo medico monouso, senza conservanti



Istruzioni

- 1) Aprire il tappo, posizionare la coppa sull'occhio e comprimere il flacone.
- 2) Irrigare continuamente tenendo l'occhio aperto (10–15 minuti o secondo protocollo).
- 3) Rimuovere lenti a contatto se possibile e consultare un medico se i sintomi persistono.
- 4) Monouso: smaltire dopo l'uso.

English

Description

Sterile saline solution 0.9% NaCl for eye wash/wound irrigation. Single-use bottle with integrated eye-cup and sealed cap for targeted, hygienic flow.

Dimensions

Available sizes: 250 ml (ACQ408) · 500 ml (ACQ414) · 1000 ml (ACQ409). Isotonic, sterile, ready to use.

Kit contents

- Sterile 0.9% NaCl bottle with eye-cup
- Sealed cap with pictogram directions
- Single-use medical device, preservative-free

Instructions

- 1) Open the cap, place the eye-cup on the eye and squeeze the bottle.
- 2) Irrigate continuously keeping the eye open (10–15 minutes or per protocol).
- 3) Remove contact lenses if possible and seek medical advice if symptoms persist.
- 4) Single use: discard after use.

French

Description

Solution saline stérile 0,9 % NaCl pour lavage oculaire/irrigation des plaies. Flacon à usage unique avec coupelle oculaire intégrée et bouchon scellé.

Dimensions

Tailles disponibles : 250 ml (ACQ408) · 500 ml (ACQ414) · 1000 ml (ACQ409). Isotonique, stérile, prête à l'emploi.

Contenu du kit

- Flacon stérile 0,9 % NaCl avec coupelle oculaire
- Bouchon scellé avec pictogrammes d'utilisation
- Dispositif médical à usage unique, sans conservateurs

Mode d'emploi



- 1) Ouvrir le bouchon, positionner la coupelle sur l'œil et presser le flacon.
- 2) Irriguer en continu en gardant l'œil ouvert (10–15 minutes ou selon protocole).
- 3) Retirer les lentilles si possible et consulter un médecin si les symptômes persistent.
- 4) À usage unique : jeter après utilisation.

German

Beschreibung

Sterile Kochsalzlösung 0,9 % NaCl für Augenspülung/Wundspülung. Einwegflasche mit integrierter Augenmuschel und versiegelter Kappe.

Abmessungen

Verfügbare Größen: 250 ml (ACQ408) · 500 ml (ACQ414) · 1000 ml (ACQ409). Isotonisch, steril, gebrauchsfertig.

Lieferumfang

- Sterile 0,9 % NaCl Flasche mit Augenmuschel
- Versiegelter Verschluss mit Piktogramm-Hinweisen
- Einweg-Medizinprodukt, ohne Konservierungsstoffe

Anleitung

- 1) Kappe öffnen, Augenmuschel aufsetzen und Flasche drücken.
- 2) Kontinuierlich spülen, Auge offen halten (10–15 Minuten oder gemäß Protokoll).
- 3) Kontaktlinsen wenn möglich entfernen und bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
- 4) Einmalgebrauch: nach der Anwendung entsorgen.

Spanish

Descripción

Solución salina estéril 0,9 % NaCl para lavado ocular/irrigación de heridas. Frasco de un solo uso con copa ocular integrada y tapón sellado.

Dimensiones

Tamaños disponibles: 250 ml (ACQ408) · 500 ml (ACQ414) · 1000 ml (ACQ409). Isotónica, estéril, lista para usar.

Contenido del kit

- Botella estéril 0,9 % NaCl con copa ocular
- Tapón sellado con pictogramas de uso
- Dispositivo médico de un solo uso, sin conservantes

Instrucciones

- 1) Abra el tapón, coloque la copa sobre el ojo y presione la



botella.

2) Irrigue continuamente manteniendo el ojo abierto (10–15 minutos o según protocolo).

3) Retire las lentes si es posible y consulte a un médico si los síntomas persisten.

4) De un solo uso: desechar después de usar.