

Megaplast Feet – Corn- cure plasters (with salicylic acid)

Cod: CER366

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italiano

Descrizione: Cerotti callifughi per la rimozione progressiva di calli e duroni. Il tampone centrale con acido salicilico ammorbidisce l'ispessimento; l'anello protettivo riduce la pressione e l'attrito.

Dimensioni: Confezione: 6 pezzi. Dimensioni confezione: 7,5 × 10 × 20,5 cm.

Istruzioni: Lavare e asciugare bene il piede. Applicare il cerotto



centrando il disco medicato sul callo. Sostituire ogni 24 ore fino all'ammorbidimento; rimuovere delicatamente la pelle ispessita in acqua tiepida. Uso esterno. Non utilizzare su pelle lesa o infetta, in gravidanza o in caso di diabete/problemi circolatori senza parere medico.

English

Descrizione: Corn- cure plasters for progressive removal of corns and calluses. Medicated pad with salicylic acid softens the thickened skin; protective ring relieves pressure and friction.

Dimensioni: Pack: 6 pieces. Pack size: 7.5 × 10 × 20.5 cm.

Istruzioni: Wash and dry the foot. Apply with the medicated disc centered on the corn. Replace every 24 hours until softened; gently remove loosened skin after soaking in warm water. For external use only. Do not use on broken/infected skin, during pregnancy, or if diabetic/with circulation problems unless advised by a doctor.

French

Descrizione: Pansements coricides pour l'élimination progressive des cors et durillons. Le disque médicamenteux à l'acide salicylique assouplit la peau épaissie ; l'anneau protecteur réduit la pression et les frottements.

Dimensioni: Boîte : 6 pièces. Dimensions du pack : 7,5 × 10 × 20,5 cm.

Istruzioni: Laver et bien sécher le pied. Poser le pansement en centrant le disque sur le cor. Remplacer toutes les 24 h jusqu'à assouplissement ; retirer délicatement la peau détachée après trempage à l'eau tiède. Usage externe. Ne pas utiliser sur peau lésée/infectée, pendant la grossesse ou en cas de diabète/problèmes circulatoires sans avis médical.

German

Descrizione: Hühneraugenpflaster zur schrittweisen Entfernung von Hühneraugen und Schwielen. Der mit Salicylsäure versehene Einsatz erweicht die verhornte Haut; der Schutzring mindert Druck und Reibung.

Dimensioni: Packung: 6 Stück. Packmaß: 7,5 × 10 × 20,5 cm.

Istruzioni: Fuß waschen und gut trocknen. Pflaster so aufbringen, dass die Wirkstoffscheibe mittig auf dem Hühnerauge liegt. Alle 24 Stunden wechseln, bis die Stelle weich ist; gelöste Haut nach warmem Bad vorsichtig entfernen. Nur zur äußeren Anwendung. Nicht auf verletzter/infizierter Haut, in der Schwangerschaft oder bei



Spanish

Diabetes/Durchblutungsstörungen ohne ärztlichen Rat verwenden.

Descrizione: Apósitos callífugos para la eliminación progresiva de callos y durezas. El disco medicado con ácido salicílico ablanda la piel engrosada; el anillo protector reduce la presión y el rozamiento.

Dimensioni: Envase: 6 unidades. Tamaño del envase: 7,5 × 10 × 20,5 cm.

Istruzioni: Lave y seque bien el pie. Aplique centrando el disco medicado sobre el callo. Sustituir cada 24 h hasta que se ablande; retirar suavemente la piel suelta tras un baño de agua tibia. Uso externo. No usar sobre piel lesionada/infectada, durante el embarazo o en caso de diabetes/problemas circulatorios salvo indicación médica.