



DUAL DROP Eye Wash Station

Cod: CPS209

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italian

Descrizione

Stazione di lavaggio oculare a doppia funzione: un flacone con soluzione salina sterile per l'irrigazione e un flacone con soluzione tampone pH neutro per neutralizzare rapidamente schizzi acidi o basici leggeri. Montaggio a parete, accesso immediato.

Dimensioni

Stazione a parete in ABS (dimensioni N/D) · 1 flacone soluzione salina sterile 500 ml · 1 flacone soluzione tampone pH neutro ~200 ml.

Contenuto del kit

- 1 × flacone soluzione salina sterile 0,9% NaCl da 500 ml
- 1 × flacone soluzione tampone pH neutro ~200 ml
- Stazione a parete in ABS con supporto



- Kit di fissaggio (viti e tasselli)
- Istruzioni multilingue

Istruzioni

- 1) Aprire il coperchio e scegliere il flacone adatto (salina per risciacquo, pH neutro per acidi/basi).
- 2) Ruotare l'erogatore e applicare la coppa sull'occhio.
- 3) Premere e irrigare per 10–15 minuti, mantenendo l'occhio aperto.
- 4) Rimuovere eventuali lenti a contatto se possibile.
- 5) Consultare un medico e sostituire i flaconi utilizzati.

English

Description

Dual- function eye wash station: one sterile saline bottle for irrigation and one pH- neutral phosphate buffer for rapid initial neutralization of mild acid/alkali splashes.

Wall- mounted, quick access.

Dimensions

Wall- mount ABS station (size N/A) · 1 × 500 ml sterile saline bottle · 1 × ~200 ml pH- neutral buffer bottle.

Kit contents

- 1 × 500 ml sterile saline 0.9% NaCl bottle
- 1 × ~200 ml pH- neutral phosphate buffer bottle
- Wall- mount ABS station with bracket
- Mounting kit (screws and plugs)
- Multilingual instructions

Instructions

- 1) Open the cover and select the appropriate bottle (saline for rinsing, pH- neutral for acids/alkalis).
- 2) Twist the nozzle and place the eye- cup over the eye.
- 3) Squeeze and irrigate for 10–15 minutes, keeping the eye open.
- 4) Remove contact lenses if possible.
- 5) Seek medical advice and replace used bottles.

French

Description

Station de lavage oculaire à double fonction : un flacon de sérum physiologique stérile pour l'irrigation et un flacon de solution tampon au pH neutre pour une neutralisation rapide des éclaboussures acides/basiques légères.

Montage mural, accès immédiat.

Dimensions



Station murale en ABS (dimensions N/D) · 1 flacon de sérum physiologique stérile 500 ml · 1 flacon de tampon pH neutre ~200 ml.

Contenu du kit

- 1 × flacon de sérum physiologique stérile 0,9 % NaCl de 500 ml
- 1 × flacon de solution tampon pH neutre ~200 ml
- Station murale en ABS avec support
- Kit de fixation (vis et chevilles)
- Mode d'emploi multilingue

Mode d'emploi

- 1) Ouvrir le couvercle et choisir le flacon approprié (sérum pour rinçage, pH neutre pour acides/bases).
- 2) Tourner l'embout et positionner la coupelle sur l'œil.
- 3) Presser et irriguer 10–15 minutes en gardant l'œil ouvert.
- 4) Retirer les lentilles de contact si possible.
- 5) Consulter un médecin et remplacer les flacons utilisés.

German

Beschreibung

Augenspülstation mit Doppelfunktion: eine Flasche mit steriler Kochsalzlösung zur Spülung und eine Flasche mit pH- neutralem Phosphatpuffer zur schnellen Erstneutralisation leichter Säure-/Laugen-spritzer. Wandmontage, schneller Zugriff.

Abmessungen

Wandstation aus ABS (Maße k. A.) · 1 × 500 ml sterile Kochsalzlösung · 1 × ~200 ml pH- neutraler Puffer.

Lieferumfang

- 1 × Flasche sterile Kochsalzlösung 0,9 % NaCl, 500 ml
- 1 × Flasche pH- neutraler Phosphatpuffer ~200 ml
- Wandstation aus ABS mit Halterung
- Befestigungssatz (Schrauben und Dübel)
- Mehrsprachige Anleitung

Anleitung

- 1) Deckel öffnen und die passende Flasche wählen (Kochsalz zum Spülen, pH- neutral für Säuren/Laugen).
- 2) Düse drehen und Augenmuschel aufsetzen.
- 3) Drücken und 10–15 Minuten spülen, Auge offen halten.
- 4) Kontaktlinsen wenn möglich entfernen.
- 5) Arzt konsultieren und verwendete Flaschen ersetzen.



Spanish

Descripción

Estación de lavado ocular de doble función: un frasco con suero fisiológico estéril para irrigación y un frasco con tampón fosfato pH neutro para neutralización inicial rápida de salpicaduras leves ácidas/alcalinas. Montaje mural, acceso inmediato.

Dimensiones

Estación mural de ABS (dimensiones N/D) · 1 botella de suero fisiológico estéril de 500 ml · 1 botella de tampón pH neutro ~200 ml.

Contenido del kit

- 1 × botella de suero fisiológico estéril 0,9 % NaCl de 500 ml
- 1 × botella de tampón fosfato pH neutro ~200 ml
- Estación mural de ABS con soporte
- Kit de fijación (tornillos y tacos)
- Instrucciones multilingües

Instrucciones

- 1) Abra la tapa y elija el frasco adecuado (solución salina para enjuague, pH neutro para ácidos/álcalis).
- 2) Gire la boquilla y coloque la copa sobre el ojo.
- 3) Presione e irrigue durante 10–15 minutos manteniendo el ojo abierto.
- 4) Retire las lentes de contacto si es posible.
- 5) Consulte a un médico y reemplace los frascos usados.