

# EUROKIT – Emergency Eye Wash Station

Cod: CPS255

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017

---



## Italian

### Descrizione

Stazione di lavaggio oculare di emergenza in box rigido con coperchio trasparente, per individuazione immediata del contenuto. Ideale per reparti, officine e laboratori.

### Dimensioni

Box/valigetta in ABS (dimensioni N/D) · contenuto tipico: 2 flaconi soluzione salina sterile 500 ml.

### Contenuto del kit

- 2 × flaconi di soluzione salina sterile 0,9% NaCl da 500 ml (configurazione tipica)
- Box rigido con coperchio trasparente
- Supporti interni e istruzioni multilingue
- Kit di fissaggio

### **Istruzioni**

- 1) Aprire il coperchio, estrarre un flacone e ruotare l'erogatore.
- 2) Applicare la coppa sull'occhio e premere per avviare il flusso.
- 3) Irrigare 10–15 minuti tenendo l'occhio aperto; rimuovere lenti a contatto se possibile.
- 4) Consultare un medico; ripristinare il contenuto e verificare le scadenze.

## **English**

### **Description**

Emergency eye wash station in a rigid case with transparent cover for instant content visibility. Ideal for departments, workshops and laboratories.

### **Dimensions**

ABS wall case (size N/A) · typical contents: 2 × 500 ml sterile saline bottles.

### **Kit contents**

- 2 × 500 ml sterile saline 0.9% NaCl bottles (typical configuration)
- Rigid case with transparent cover
- Internal supports and multilingual instructions
- Mounting kit

### **Instructions**

- 1) Open the cover, take a bottle and twist the nozzle.
- 2) Place the eye-cup over the eye and squeeze to start the flow.
- 3) Irrigate for 10–15 minutes keeping the eye open; remove contact lenses if possible.
- 4) Seek medical advice; restock the kit and check expiry dates.

## **French**

### **Description**

Station de lavage oculaire d'urgence dans un coffret rigide avec couvercle transparent, pour une visibilité immédiate du contenu. Idéale pour ateliers et laboratoires.

### **Dimensions**

Coffret mural en ABS (dimensions N/D) · contenu type : 2 flacons de sérum physiologique stérile 500 ml.

### **Contenu du kit**

- 2 × flacons de 500 ml de sérum physiologique stérile 0,9 % NaCl (configuration type)
- Coffret rigide avec couvercle transparent

- Supports internes et mode d'emploi multilingue
- Kit de fixation

### **Mode d'emploi**

- 1) Ouvrir le couvercle, prendre un flacon et tourner l'embout.
- 2) Positionner la coupelle sur l'œil et presser pour démarrer l'écoulement.
- 3) Irriguer 10–15 minutes en gardant l'œil ouvert ; retirer les lentilles si possible.
- 4) Consulter un médecin ; réapprovisionner le kit et vérifier les dates de péremption.

## **German**

### **Beschreibung**

Augenspülstation für Notfälle in robuster Box mit transparentem Deckel, für sofortige Sicht auf den Inhalt. Ideal für Werkstätten und Labore.

### **Abmessungen**

Wandbox aus ABS (Maße k. A.) · typischer Inhalt: 2 × 500 ml sterile Kochsalzlösung.

### **Lieferumfang**

- 2 × Flaschen sterile Kochsalzlösung 0,9 % NaCl, 500 ml (typische Ausführung)
- Robuste Box mit transparentem Deckel
- Innere Halterungen und mehrsprachige Anleitung
- Befestigungssatz

### **Anleitung**

- 1) Deckel öffnen, eine Flasche entnehmen und die Düse drehen.
- 2) Augenmuschel aufsetzen und drücken, um den Fluss zu starten.
- 3) 10–15 Minuten spülen, Auge offen halten; Kontaktlinsen wenn möglich entfernen.
- 4) Arzt konsultieren; Kit nachfüllen und Verfallsdaten prüfen.

## **Spanish**

### **Descripción**

Estación de lavado ocular de emergencia en caja rígida con tapa transparente, para visibilidad inmediata del contenido. Ideal para talleres y laboratorios.

### **Dimensiones**

Caja mural de ABS (dimensiones N/D) · contenido típico: 2 botellas de suero fisiológico estéril de 500 ml.

### **Contenido del kit**

- 2 × botellas de suero fisiológico estéril 0,9 % NaCl de 500 ml (configuración típica)



- Caja rígida con tapa transparente
- Soportes internos e instrucciones multilingües
- Kit de fijación

### **Instrucciones**

- 1) Abra la tapa, tome un frasco y gire la boquilla.
- 2) Coloque la copa sobre el ojo y presione para iniciar el flujo.
- 3) Irrigue durante 10–15 minutos manteniendo el ojo abierto; retire las lentes si es posible.
- 4) Consulte a un médico; reponga el kit y revise las caducidades.