

-



- Kit di fissaggio
- Istruzioni multilingue

Istruzioni

- 1) Aprire il coperchio e afferrare un flacone.
- 2) Ruotare l'erogatore e applicare la coppa sull'occhio interessato.
- 3) Premere per avviare il flusso e irrigare 10–15 minuti, tenendo l'occhio aperto.
- 4) Rimuovere le lenti a contatto se possibile e consultare un medico.
- 5) Ripristinare il contenuto e verificare periodicamente le scadenze.

English

Description

Eye wash kit in rigid wall-mount case with three 500 ml bottles of sterile saline and an upper compartment for accessories/gauze. Ideal for departments and areas with contamination risks.

Dimensions

Wall-mount ABS case (size N/A) · 3 × 500 ml sterile saline bottles.

Kit contents

- 3 × 500 ml bottles of sterile saline 0.9% NaCl
- Wall-mount ABS case with transparent cover
- Accessory compartment (gauze, instructions)
- Mounting kit
- Multilingual instructions

Instructions

- 1) Open the cover and take one bottle.
- 2) Twist the nozzle and place the eye-cup on the affected eye.
- 3) Squeeze to start the flow and irrigate for 10–15 minutes, keeping the eye open.
- 4) Remove contact lenses if possible and seek medical attention.
- 5) Replenish contents and check expiry dates regularly.

French

Description

Kit de lavage oculaire dans un coffret rigide mural avec trois flacons de 500 ml de sérum physiologique stérile et un compartiment supérieur pour accessoires/comresse. Idéal pour zones à risque.

Dimensions

Coffret mural en ABS (dimensions N/D) · 3 flacons de sérum physiologique stérile de 500 ml.

Contenu du kit

- 3 × flacons de 500 ml de sérum physiologique stérile 0,9 % NaCl
- Coffret mural en ABS avec couvercle transparent
- Compartiment accessoires (compresses, mode d'emploi)
- Kit de fixation
- Mode d'emploi multilingue

Mode d'emploi

- 1) Ouvrir le couvercle et saisir un flacon.
- 2) Tourner l'embout et positionner la coupelle sur l'œil concerné.
- 3) Presser pour démarrer l'écoulement et irriguer 10–15 minutes en gardant l'œil ouvert.
- 4) Retirer les lentilles si possible et consulter un médecin.
- 5) Réapprovisionner le contenu et vérifier régulièrement les dates de péremption.

German

Beschreibung

Augenspül-Kit in robuster Wandbox mit drei 500-ml-Flaschen steriler Kochsalzlösung und oberem Fach für Zubehör/Kompresse. Ideal für Bereiche mit Risiko einer Kontamination.

Abmessungen

Wandbox aus ABS (Maße k. A.) · 3 × 500 ml sterile Kochsalzlösung.

Lieferumfang

- 3 × Flaschen sterile Kochsalzlösung 0,9 % NaCl, 500 ml
- Wandbox aus ABS mit transparentem Deckel
- Zubehörfach (Kompressen, Anleitung)
- Befestigungssatz
- Mehrsprachige Anleitung

Anleitung

- 1) Deckel öffnen und eine Flasche entnehmen.
- 2) Düse drehen und Augenhöhle auf das betroffene Auge setzen.
- 3) Drücken, um den Fluss zu starten, und 10–15 Minuten spülen; Auge offen halten.
- 4) Kontaktlinsen wenn möglich entfernen und Arzt aufsuchen.
- 5) Inhalt wieder auffüllen und Verfallsdaten regelmäßig prüfen.



Spanish

Descripción

Kit de lavado ocular en maletín rígido mural con tres botellas de 500 ml de suero fisiológico estéril y compartimento superior para accesorios/gasas. Ideal para zonas con riesgo de contaminación.

Dimensiones

Maletín mural de ABS (dimensiones N/D) · 3 botellas de suero fisiológico estéril de 500 ml.

Contenido del kit

- 3 × botellas de suero fisiológico estéril 0,9 % NaCl de 500 ml
- Maletín mural de ABS con tapa transparente
- Compartimento de accesorios (gasas, instrucciones)
- Kit de fijación
- Instrucciones multilingües

Instrucciones

- 1) Abra la tapa y tome un frasco.
- 2) Gire la boquilla y coloque la copa sobre el ojo afectado.
- 3) Presione para iniciar el flujo e irrigue durante 10–15 minutos manteniendo el ojo abierto.
- 4) Retire las lentes si es posible y consulte a un médico.
- 5) Reponga el contenido y revise la caducidad periódicamente.