



Product - Elastic tourniquet, latex-free

Cod: LAC188

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



**Lingua /
Language**

Traduzione / Translation

Italiano

Istruzioni d'uso

Posizionare la cinghia 5–10 cm sopra il punto di venipuntura o della medicazione. Regolare la tensione fino a ottenere un'adeguata stasi venosa, senza compromettere il polso arterioso. Non mantenere l'ischemia per oltre 1 minuto: allentare temporaneamente se necessario. Rilasciare completamente la chiusura prima di rimuovere l'ago o completare la procedura. Pulire la superficie con idoneo disinfettante tra un paziente e l'altro secondo protocollo.

Specifiche tecniche

Cinghia elastica latex- free con sistema di chiusura/sgancio rapido utilizzabile con una mano. Materiale morbido, regolazione continua,



priva di lattice naturale. Riutilizzabile; idonea a procedure di venipuntura e medicazione.

Dimensioni

460 × 24 mm.

English

Instructions for use

Apply the strap 5–10 cm proximal to the venipuncture or dressing site. Tighten until adequate venous stasis is achieved without compromising the arterial pulse. Do not keep ischemia for more than 1 minute; release temporarily if needed. Fully release the lock before removing the needle or completing the procedure. Clean the surface with an appropriate disinfectant between patients according to protocol.

Technical specifications

Latex- free elastic tourniquet with one- hand quick- release buckle. Soft material, continuous adjustment, free from natural rubber latex. Reusable; suitable for venipuncture and dressing procedures.

Dimensions

460 × 24 mm.

Français

Mode d'emploi

Appliquer la bande 5–10 cm en amont du site de ponction veineuse ou de pansement. Régler la tension jusqu'à obtenir une stase veineuse adéquate sans compromettre le pouls artériel. Ne pas maintenir l'ischémie plus d'1 minute; relâcher temporairement si nécessaire. Relâcher complètement le verrou avant de retirer l'aiguille ou de terminer la procédure. Nettoyer la surface avec un désinfectant approprié entre les patients selon le protocole.

Caractéristiques techniques

Garrot élastique sans latex avec boucle à libération rapide utilisable d'une seule main. Matériau souple, réglage continu, exempt de latex naturel. Réutilisable; adapté à la ponction veineuse et aux soins de



pansement.

Dimensions

460 × 24 mm.

Deutsch

Gebrauchsanweisung

Die Bandage 5–10 cm proximal der Venenpunktion bzw. des Verbandbereichs anlegen. So spannen, dass eine ausreichende venöse Stauung erreicht wird, ohne den arteriellen Puls zu beeinträchtigen. Ischämie nicht länger als 1 Minute aufrechterhalten; bei Bedarf kurz lösen. Vor dem Entfernen der Nadel oder Abschluss der Maßnahme vollständig lösen. Zwischen Patienten die Oberfläche gemäß Protokoll desinfizieren.

Technische Daten

Latexfreies elastisches Stauschlauch- Tourniquet mit Einhand- Schnellverschluss. Weiches Material, stufenlose Einstellung, frei von Naturkautschuklatex. Wiederverwendbar; geeignet für Venenpunktion und Verbandswechsel.

Abmessungen

460 × 24 mm.

Español

Instrucciones de uso

Colocar la banda 5–10 cm proximal al sitio de venopunción o del apósito. Ajustar la tensión hasta lograr una adecuada estasis venosa sin comprometer el pulso arterial. No mantener la isquemia más de 1 minuto; aflojar temporalmente si es necesario. Liberar completamente el cierre antes de retirar la aguja o finalizar el procedimiento. Limpiar la superficie con desinfectante adecuado entre pacientes según protocolo.

Especificaciones técnicas

Torniquete elástico sin látex con hebilla de liberación rápida manejable



con una mano. Material suave, ajuste continuo, libre de látex de caucho natural. Reutilizable; indicado para venopunción y procedimientos de curas.

Dimensiones

460 × 24 mm.

PVS SpA – Cassina de Pecchi IT - Rev. 31/10/2025