



Prodotto - ARNICA PATCHES (cerotti con Arnica & Artiglio del diavolo)

Cod: MEG007

Regolamenti: I prodotti definiti come dispositivi medici sono conformi al MDR 745/2017 del 05/04/2017



**Lingua /
Language**

Italiano

Traduzione / Translation

Istruzioni d'uso

Pulire e asciugare la pelle. Rimuovere la pellicola protettiva e applicare il cerotto sulla zona interessata. Lasciare agire fino a 24 ore. Uso esterno. Non applicare su cute lesa, irritata o su mucose.

In caso di sensibilità interrompere l'uso.



Specifiche tecniche

Cerotti funzionali con estratti vegetali di Arnica montana e Harpagophytum (Artiglio del diavolo), indicati per donare sollievo e benessere in caso di affaticamenti e tensioni muscolari e articolari. Delicatamente aderenti, ipoallergenici e traspiranti.

Dimensioni

Dimensioni patch: 9 × 14 cm | Confezione: 3 pezzi.

English

Instructions for use

Clean and dry the skin. Remove the protective film and apply the patch to the affected area. Leave on for up to 24 hours. For external use only. Do not apply to broken or irritated skin or to mucous membranes. Discontinue use if sensitivity occurs.

Technical specifications

Functional patches with plant extracts of Arnica montana and Harpagophytum (Devil's claw), designed to provide relief and well-being in cases of muscle and joint fatigue or tension. Gently adhesive, hypoallergenic and breathable.

Dimensions

Patch size: 9 × 14 cm | Packaging: 3 pieces.

Français

Mode d'emploi

Nettoyer et sécher la peau. Retirer le film protecteur et appliquer le patch sur la zone concernée. Laisser agir jusqu'à 24 heures. Usage externe. Ne pas appliquer sur une peau lésée, irritée ou sur les muqueuses. En cas de sensibilité, arrêter l'utilisation.

Caractéristiques techniques

Patches fonctionnels avec extraits végétaux d'Arnica montana et d'Harpagophytum (Griffe du diable), indiqués pour apporter soulagement et bien-être en cas de fatigue ou tension musculaire et articulaire. Adhérence douce, hypoallergéniques et respirants.



Dimensions

Taille du patch : 9 × 14 cm | Conditionnement : 3 pièces.

Deutsch

Gebrauchsanweisung

Haut reinigen und trocknen. Schutzfolie entfernen und das Pflaster auf die betroffene Stelle aufbringen. Bis zu 24 Stunden belassen. Nur zur äußeren Anwendung. Nicht auf verletzter oder gereizter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden. Bei Empfindlichkeitsreaktionen Anwendung beenden.

Technische Daten

Funktionelle Pflaster mit Pflanzenextrakten aus Arnica montana und Harpagophytum (Teufelskralle), zur Linderung und zum Wohlbefinden bei Muskel- und Gelenkermüdung bzw. -verspannung. Sanft haftend, hypoallergen und atmungsaktiv.

Abmessungen

Pflastergröße: 9 × 14 cm | Verpackung: 3 Stück.

Español

Instrucciones de uso

Limpiar y secar la piel. Retirar la película protectora y aplicar el parche sobre la zona afectada. Dejar actuar hasta 24 horas. Uso externo. No aplicar sobre piel lesionada o irritada ni sobre mucosas. Interrumpir el uso en caso de sensibilidad.

Especificaciones técnicas

Parches funcionales con extractos vegetales de Arnica montana y Harpagophytum (Garra del diablo), indicados para proporcionar alivio y bienestar en casos de fatiga o tensión muscular y articular. Suave adhesión, hipoalergénicos y transpirables.

Dimensiones

Tamaño del parche: 9 × 14 cm | Envase: 3 unidades.