



Product name - Fiber-optic otoscope – professional, halogen illumination (PIC)

Cod: OTO001

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italiano

Descrizione

Otoscopio a fibre ottiche con illuminazione alogena.

Caratteristiche tecniche

Otoscopio professionale in plastica, leggero e resistente, con sistema di illuminazione alogena a fibre ottiche. Lente di ingrandimento 3× mobile e uscita per test pneumatico della membrana timpanica. Fornito in astuccio in nylon e scatoletta in cartone con 7 speculum monouso da 2,5 mm e 7 da 4 mm. Latex



free.

Istruzioni

Inserire batterie secondo polarità. Montare lo speculum monouso. Accendere e verificare la luce. Ispezionare delicatamente il condotto uditivo esterno. Per il test pneumatico collegare la pera al raccordo. Dopo l'uso smaltire lo speculum, pulire le superfici con panno morbido/alcool isopropilico, riporre nell'astuccio.

English

Description

Fiber- optic otoscope with halogen illumination.

Technical specifications

Professional plastic otoscope, lightweight and robust, with halogen fiber- optic illumination. Movable 3× magnifying lens and pneumatic test port for tympanic membrane. Supplied in nylon pouch and cardboard tube with 7 disposable specula 2.5 mm and 7 of 4 mm. Latex free.

Instructions

Insert batteries observing polarity. Fit a disposable speculum. Switch on and check the light. Gently inspect the external auditory canal. For pneumatic test connect the bulb to the port. After use, dispose of the speculum, clean surfaces with soft cloth/isopropyl alcohol, store in pouch.

Français

Description

Otoscope à fibres optiques avec éclairage halogène.

Caractéristiques techniques

Otoscope professionnel en plastique, léger et résistant, avec éclairage halogène à fibres optiques. Lentille grossissante 3× mobile et sortie pour test pneumatique de la membrane tympanique. Fourni avec étui en nylon et tube en carton contenant 7 spéculums jetables de 2,5 mm et 7 de 4 mm. Sans latex.

Instructions

Insérer les piles en respectant la polarité. Monter un spéculum jetable. Allumer et vérifier la lumière. Examiner délicatement le conduit auditif externe. Pour le test pneumatique, connecter la poire au raccord. Après usage, jeter le spéculum, nettoyer avec chiffon doux/alcool isopropylique, ranger dans l'étui.



Deutsch

Beschreibung

Faseroptisches Otoskop mit Halogenbeleuchtung.

Technische Merkmale

Professionelles Otoskop aus Kunststoff, leicht und robust, mit halogener Glasfaserbeleuchtung. Bewegliche 3× Vergrößerungslinse und Anschluss für pneumatischen Test des Trommelfells. Geliefert mit Nylontasche und Kartonröhre mit 7 Einmalspekula 2,5 mm und 7 × 4 mm. Latexfrei.

Gebrauchsanweisung

Batterien gemäß Polarität einlegen. Ein Einmalspekulum aufsetzen. Einschalten und Licht prüfen. Den äußeren Gehörgang vorsichtig untersuchen. Für den pneumatischen Test den Ball an den Anschluss stecken. Nach Gebrauch Spekulum entsorgen, Flächen mit weichem Tuch/Isopropylalkohol reinigen, im Etui aufbewahren.

Español

Descripción

Otoscopio de fibra óptica con iluminación halógena.

Características técnicas

Otoscopio profesional de plástico, ligero y resistente, con iluminación halógena por fibra óptica. Lente de aumento móvil 3× y puerto para prueba neumática de la membrana timpánica. Suministrado con funda de nailon y tubo de cartón con 7 espéculos desechables de 2,5 mm y 7 de 4 mm. Libre de látex.

Instrucciones

Introduzca las pilas respetando la polaridad. Coloque un espéculo desechable. Encienda y compruebe la luz. Inspeccione suavemente el conducto auditivo externo. Para la prueba neumática conecte la pera al puerto. Tras su uso, deseche el espéculo, limpie con paño suave/alcohol isopropílico y guárdelo en la funda.