

Product name – PULVIBIO – Absorbent powder for biological liquids (500 ml jar)

Cod: PUV500

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italian

Descrizione: Polvere assorbente e gelificante per la rapida inertizzazione di liquidi biologici (sangue, vomito, urine, essudati). Favorisce l'igiene e riduce il rischio di contaminazione durante la rimozione dei versamenti.

Dimensioni: Barattolo da 500 ml.

Istruzioni: Spargere la polvere direttamente sul liquido da assorbire fino a coprirlo; attendere 30–60 secondi per la gelificazione; raccogliere il gel con palette/idoneo dispositivo e smaltire secondo le norme locali. Evitare l'inalazione della polvere. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.



English

Description: Absorbent, gelling powder for the quick neutralisation of biological liquids (blood, vomit, urine, exudates). Improves hygiene and reduces contamination risk during spill removal.

Dimensions: 500 ml jar.

Instructions for use: Sprinkle the powder directly over the spill until covered; wait 30–60 seconds for gelification; collect the gel with a scoop/suitable device and dispose of it according to local regulations. Avoid inhaling the powder. Store in a cool, dry place away from heat sources and direct sunlight.

French

Description: Poudre absorbante et gélifiante pour l'inertage rapide des liquides biologiques (sang, vomissures, urine, exsudats). Améliore l'hygiène et réduit le risque de contamination lors du ramassage des déversements.

Dimensions: Pot de 500 ml.

Mode d'emploi: Saupoudrer la poudre directement sur le liquide jusqu'à le couvrir ; attendre 30–60 secondes pour la gélification ; recueillir le gel avec une pelle/dispositif approprié puis éliminer selon la réglementation locale. Éviter d'inhalier la poudre. Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil.

German

Beschreibung: Saug- und Gelierpulver zur schnellen Inaktivierung biologischer Flüssigkeiten (Blut, Erbrochenes, Urin, Exsudate). Verbessert die Hygiene und verringert das Kontaminationsrisiko bei der Beseitigung von Verschüttungen.

Abmessungen: Dose mit 500 ml.

Gebrauchsanweisung: Pulver direkt auf die Flüssigkeit streuen, bis diese bedeckt ist; 30–60 Sekunden zur Gelbildung warten; Gel mit Schaufel/geeignetem Hilfsmittel aufnehmen und gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen. Einatmen des Pulvers vermeiden. Kühl und trocken, fern von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung lagern.



Spanish

Descripción: Polvo absorbente y gelificante para la rápida inertización de líquidos biológicos (sangre, vómito, orina, exudados). Mejora la higiene y reduce el riesgo de contaminación durante la retirada de derrames.

Dimensiones: Bote de 500 ml.

Instrucciones de uso: Espolvorear el polvo directamente sobre el derrame hasta cubrirlo; esperar 30–60 segundos para la gelificación; recoger el gel con una pala/dispositivo adecuado y desecharlo según la normativa local. Evitar inhalar el polvo. Conservar en lugar fresco y seco, protegido del calor y de la luz solar directa.