



Product name - EasyRapid – Automatic upper-arm blood pressure monitor (PIC)

Cod: SFI002

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italiano

Descrizione

Sfigmomanometro digitale automatico da braccio EasyRapid (PIC).

Caratteristiche tecniche

Metodo: oscillometrico; sede: braccio. LCD con valori SYS/DIA/PUL; risoluzione 1 mmHg. Memoria: 60 misurazioni con data/ora. Autospegnimento: 1 minuto. Bracciale: 22–42 cm, chiusura a velcro, parte applicata BF. Dimensioni: 110×110×40 mm. Peso: 200 g senza batterie (~360 g con). Alimentazione:



4×AAA 1,5 V (LR03). Alimentatore opzionale: ingresso 100–240 V~ 50–60 Hz 400 mA; uscita 6 V= 1 A. Ambiente operativo: 5–40 °C; UR ≤85%. Sgonfiaggio: valvola automatica. Accessorio: borsina. Validato clinicamente ESH 2010.

Istruzioni

Indossare il bracciale 2–3 cm sopra la piega del gomito, tubo sull'arteria. Sedersi con il braccio all'altezza del cuore; premere START/STOP e restare fermi. Leggere SYS/DIA/PUL al termine. Attendere 2–3 minuti tra le misure. Pulire con panno morbido; non immergere.

English

Description

Automatic upper- arm digital blood pressure monitor EasyRapid (PIC).

Technical specifications

Method: oscillometric; upper arm. LCD showing SYS/DIA/PULSE; resolution 1 mmHg. Memory: 60 readings with date/time. Auto power-off: 1 minute. Cuff: 22–42 cm, Velcro, BF applied part. Size: 110×110×40 mm. Weight: 200 g without batteries (≈360 g with). Power: 4×AAA 1.5 V (LR03). Optional AC adapter: input 100–240 V~ 50–60 Hz 400 mA; output 6 V= 1 A. Operating: 5–40 °C; RH ≤85%. Deflation: automatic valve. Accessory: pouch. Clinically validated ESH 2010.

Instructions

Place the cuff 2–3 cm above the elbow crease (tube over artery). Sit with arm at heart level; press START/STOP and remain still. Read SYS/DIA/PULSE at the end. Wait 2–3 minutes between readings. Clean with a soft cloth; do not immerse.

Français

Description

Tensiomètre électronique automatique au bras EasyRapid (PIC).

Caractéristiques techniques

Méthode : oscillométrique ; bras. Affichage LCD SYS/DIA/FC ; résolution 1 mmHg. Mémoire : 60 mesures avec date/heure. Arrêt auto : 1 minute. Brassard : 22–42 cm, velcro, partie appliquée BF. Dimensions : 110×110×40 mm. Poids : 200 g sans piles (≈360 g avec). Alimentation : 4×AAA 1,5 V (LR03). Adaptateur CA optionnel : entrée 100–240 V~ 50–60 Hz 400 mA ; sortie 6 V= 1 A. Utilisation : 5–40 °C ; HR ≤85 %. Dégonflage : valve automatique. Accessoire : trousse. Validé cliniquement ESH 2010.



Instructions

Placer le brassard 2–3 cm au- dessus du pli du coude (tube sur l'artère). S'asseoir, bras au niveau du cœur ; appuyer sur START/STOP et rester immobile. Lire SYS/DIA/FC à la fin. Attendre 2–3 minutes entre mesures. Nettoyer avec chiffon doux ; ne pas immerger.

Deutsch

Beschreibung

Automatisches Oberarm- Blutdruckmessgerät EasyRapid (PIC).

Technische Merkmale

Methode: oszillometrisch; Oberarm. LCD Anzeige SYS/DIA/Puls; Auflösung 1 mmHg. Speicher: 60 Messungen mit Datum/Uhrzeit. Autom. Abschaltung: 1 Minute. Manschette: 22–42 cm, Klett, angewendeter Teil BF. Maße: 110×110×40 mm. Gewicht: 200 g ohne Batterien (≈360 g mit). Stromversorgung: 4×AAA 1,5 V (LR03). Optionales Netzteil: Eingang 100–240 V~ 50–60 Hz 400 mA; Ausgang 6 V=1 A. Betrieb: 5–40 °C; rF ≤85 %. Druckablass: automatisches Ventil. Zubehör: Tasche. Klinisch validiert ESH 2010.

Gebrauchsanweisung

Manschette 2–3 cm über der Ellenbeuge (Schlauch über Arterie) anlegen. Im Sitzen auf Herzhöhe messen; START/STOP drücken und ruhig bleiben. Am Ende SYS/DIA/Puls ablesen. 2–3 Minuten zwischen Messungen warten. Mit weichem Tuch reinigen; nicht eintauchen.

Español

Descripción

Tensiómetro digital automático de brazo EasyRapid (PIC).

Características técnicas

Método: oscilométrico; brazo. Pantalla LCD SYS/DIA/PUL; resolución 1 mmHg. Memoria: 60 registros con fecha/hora. Autoapagado: 1 minuto. Brazaletes: 22–42 cm, velcro, parte aplicada BF. Tamaño: 110×110×40 mm. Peso: 200 g sin pilas (≈360 g con). Alimentación: 4×AAA 1,5 V (LR03). Adaptador CA opcional: entrada 100–240 V~ 50–60 Hz 400 mA; salida 6 V=1 A. Funcionamiento: 5–40 °C; HR ≤85 %. Desinflado: válvula automática. Accesorio: funda. Validación clínica ESH 2010.

Instrucciones

Coloque el brazalete 2–3 cm por encima del codo (tubo sobre la



arteria). Siéntese con el brazo a la altura del corazón; pulse START/STOP y permanezca quieto. Lea SYS/DIA/PUL al final. Espere 2–3 minutos entre mediciones. Limpiar con paño suave; no sumergir.