



Product name - Personal aneroid sphygmomanometer with stethoscope

Cod: SFI240

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017





Italiano

Descrizione

Sfigmomanometro aneroido personale con stetoscopio incluso.

Caratteristiche tecniche

Ambito: 0–300 mmHg; Graduazione scala: 2 mmHg; Accuratezza: ± 3 mmHg. Generazione pressione: pera; Decompressione: valvola regolabile; Indicatore: scala circolare. Condizioni di misura: 10–40 °C, UR 85% non condensante. Stoccaggio: –20–70 °C, UR 85% non condensante. Componenti: borsa vinile; bracciale nylon; manometro; tubi PVC; pompetta lattice; binauricolare ferro cromato; fonendo alluminio anodizzato.

Istruzioni

Inserire gli auricolari del fonendoscopio orientati in avanti. Posizionare il bracciale 2–3 cm sopra la piega del gomito. Gonfiare 20–30 mmHg sopra il valore atteso; sfiatare a ~ 2 –3 mmHg/s ascoltando i toni di Korotkoff. Attendere 2–3 minuti tra misure. Pulire con panno morbido; non immergere.

English

Description

Personal aneroid sphygmomanometer with integrated stethoscope.

Technical specifications

Range: 0–300 mmHg; Scale graduation: 2 mmHg; Accuracy: ± 3 mmHg. Pressure generation: bulb; Pressure reduction: adjustable air-release valve; Indicator: round dial. Measurement conditions: 10–40 °C, 85% RH non-condensing. Storage: –20–70 °C, 85% RH non-condensing. Components: vinyl bag; nylon cuff; gauge; PVC tubes; latex bulb; chrome-plated binaurals; anodized aluminium chestpiece.

Instructions

Insert eartips facing forward. Place cuff 2–3 cm above the elbow crease. Inflate 20–30 mmHg above expected; deflate at ~ 2 –3 mmHg/s while listening for Korotkoff sounds. Wait 2–3 minutes between readings. Clean with soft cloth; do not immerse.

Français

Description

Tensiomètre anéroïde personnel avec stéthoscope.

Caractéristiques techniques

Plage : 0–300 mmHg ; Graduazione : 2 mmHg ; Précision : ± 3 mmHg. Génération : poire ; Décompression : valve réglable ; Indicateur : cadran circulaire. Conditions de mesure : 10–40 °C, HR



85 % non condensante. Stockage : -20–70 °C, HR 85 % non condensante. Composants : trousse vinyle ; brassard nylon ; manomètre ; tubes PVC ; poire latex ; binauraux chromés ; pavillon alu anodisé.

Instructions

Insérer les embouts orientés vers l'avant. Placer le brassard 2–3 cm au-dessus du pli du coude. Gonfler 20–30 mmHg au-dessus de la valeur attendue ; dégonfler à ~2–3 mmHg/s en écoutant les sons de Korotkoff. Attendre 2–3 minutes entre mesures. Nettoyer avec un chiffon doux ; ne pas immerger.

Deutsch

Beschreibung

Aneroid-Blutdruckmessgerät für den persönlichen Gebrauch mit Stethoskop.

Technische Merkmale

Messbereich: 0–300 mmHg; Teilung: 2 mmHg; Genauigkeit: ± 3 mmHg. Druckerzeugung: Ball; Druckablass: regulierbares Ventil; Anzeige: Rundskala. Messbedingungen: 10–40 °C, 85 % rF nicht kondensierend. Lagerung: -20–70 °C, 85 % rF nicht kondensierend. Komponenten: Vinyltasche; Nylonmanschette; Manometer; PVC-Schläuche; Latexball; verchromte Binaurale; eloxiertes Alu-Bruststück.

Gebrauchsanweisung

Ohrstöpsel nach vorn einsetzen. Manschette 2–3 cm über der Ellenbeuge anlegen. Bis 20–30 mmHg über Soll aufpumpen; mit ~2–3 mmHg/s ablassen und auf Korotkoff-Töne achten. 2–3 Minuten zwischen Messungen warten. Mit weichem Tuch reinigen; nicht eintauchen.

Español

Descripción

Esfigmomanómetro aneroide personal con estetoscopio.

Características técnicas

Rango: 0–300 mmHg; Graduación: 2 mmHg; Exactitud: ± 3 mmHg. Generación: pera; Descompresión: válvula regulable; Indicador: esfera circular. Condiciones de medida: 10–40 °C, 85 % HR sin condensación. Almacenamiento: -20–70 °C, 85 % HR sin condensación. Componentes: bolsa de vinilo; brazalete de nailon; manómetro; tubos de PVC; pera de látex; biaurales cromados; pieza torácica de aluminio anodizado.

**Instrucciones**

Coloque las olivas hacia delante. Coloque el brazalete 2–3 cm por encima del codo. Infle 20–30 mmHg por encima del valor previsto; desinfe a ~2–3 mmHg/s escuchando los sonidos de Korotkoff. Espere 2–3 minutos entre mediciones. Limpiar con paño suave; no sumergir.