



Product name - Mercury- free clinical thermometer – VedoEcoplus (PIC)

Cod: TER174

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italiano

Descrizione

Termometro clinico ecologico senza mercurio VedoEcoplus (PIC).

Caratteristiche tecniche

Tipologia: termometro clinico senza mercurio in vetro, con lente sull'astuccio. Fluido: lega galinstan (gallio- indio- stagno). Campo: 35,0–42,0 °C; divisione 0,1 °C; accuratezza tipica $\pm 0,1$ °C. Uso: orale/ascellare/rettale. Tempo indicativo: 4–5 min (ascellare). Riutilizzabile, disinfettabile (no sterilizzazione a caldo).

Istruzioni

Agitare per riportare la colonna <35 °C. Disinfettare la punta; posizionare (orale/ascellare/rettale) e attendere. Leggere con la lente; pulire dopo l'uso; conservare nell'astuccio; non usare se il vetro è danneggiato.

English

Description

Mercury- free clinical glass thermometer VedoEcoplus (PIC).



Technical specifications

Type: mercury- free clinical glass thermometer with magnifying lens. Fluid: galinstan alloy (gallium- indium- tin). Range: 35.0–42.0 °C; division 0.1 °C; typical accuracy ± 0.1 °C. Use: oral/axillary/rectal. Indicative time: 4–5 min (axillary). Reusable, can be disinfected (no heat sterilisation).

Instructions

Shake down below 35 °C. Disinfect the tip; place (oral/axillary/rectal) and wait. Read using the lens; clean after use; store in the case; do not use if glass is damaged.

Français

Description

Thermomètre clinique écologique sans mercure VedoEcoplus (PIC).

Caractéristiques techniques

Type : thermomètre clinique en verre sans mercure, étui avec lentille. Fluide : alliage galinstan (gallium- indium- étain). Plage : 35,0–42,0 °C ; division 0,1 °C ; précision typique $\pm 0,1$ °C. Utilisation : orale/axillaire/rectale. Temps indicatif : 4–5 min (axillaire). Réutilisable, désinfectable (pas de stérilisation à chaud).

Instructions

Secouer pour ramener la colonne <35 °C. Désinfecter l'extrémité ; placer (oral/axillaire/rectal) et attendre. Lire à l'aide de la lentille ; nettoyer après usage ; conserver dans l'étui ; ne pas utiliser si le verre est endommagé.

Deutsch

Beschreibung

Quecksilberfreies klinisches Thermometer VedoEcoplus (PIC).

Technische Merkmale

Typ: klinisches Glasthermometer ohne Quecksilber, Etui mit Linse. Flüssigkeit: Galinstan- Legierung (Gallium- Indium- Zinn). Bereich: 35,0–42,0 °C; Teilung 0,1 °C; typische Genauigkeit $\pm 0,1$ °C. Anwendung: oral/axillär/rektal. Richtzeit: 4–5 Min (axillär). Wiederverwendbar, desinfizierbar (keine Heißsterilisation).

Gebrauchsanweisung

Ausschütteln bis <35 °C. Spitze desinfizieren; (oral/axillär/rektal) anlegen und warten. Mit Linse ablesen; nach Gebrauch reinigen; im Etui aufbewahren; bei beschädigtem Glas nicht verwenden.



Español

Descripción

Termómetro clínico ecológico sin mercurio VedoEcoplus (PIC).

Características técnicas

Tipo: termómetro clínico de vidrio sin mercurio, con lente en el estuche. Fluido: aleación galinstan (galio- indio- estaño). Rango: 35,0–42,0 °C; división 0,1 °C; exactitud típica $\pm 0,1$ °C. Uso: oral/axilar/rectal. Tiempo orientativo: 4–5 min (axilar). Reutilizable, desinfectable (sin esterilización por calor).

Instrucciones

Agitar para bajar la columna <35 °C. Desinfectar la punta; colocar (oral/axilar/rectal) y esperar. Leer con la lente; limpiar tras el uso; guardar en el estuche; no usar si el vidrio está dañado.