



SPLINTER REMOVAL KIT

Cod:TSS015

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italian

Descrizione

Kit completo per la rimozione sicura di schegge e corpi estranei superficiali, con accessori dedicati e soluzione per il risciacquo.

Dimensioni

Dimensioni valigetta: 235 × 190 × 43 cm · Peso: 0,5 kg · Peso a vuoto: 0,2 kg.

Contenuto del kit

- 1 lente di ingrandimento
- 1 soluzione fisiologica 100 ml
- 1 matita levaschegge PROFESSIONAL



- 2 garze sterili 18 × 40 cm
- 1 pinza HUNTER retta 10,5 cm
- 1 tappo per soluzione lavaggio oculare
- 1 specchio
- 1 foglio istruzioni

Istruzioni

- 1) Disinfettare l'area.
- 2) Usare lente e pinza/matita più idonee; rimuovere delicatamente.
- 3) Pulire e proteggere con garza; per corpo estraneo nell'occhio, irrigare e rivolgersi a personale sanitario.

English

Description

Complete kit for safe removal of splinters and superficial foreign bodies, with dedicated accessories and rinsing solution.

Dimensions

Case size: 235 × 190 × 43 cm · Weight: 0.5 kg · Empty weight: 0.2 kg.

Kit contents

- 1 magnifying lens
- 1 physiological saline 100 ml
- 1 PROFESSIONAL splinter removal pencil
- 2 sterile gauze pads 18 × 40 cm
- 1 HUNTER straight tweezers 10.5 cm
- 1 cap for eye-wash solution
- 1 mirror
- 1 instruction sheet

Instructions

- 1) Disinfect the area.
- 2) Use the most suitable lens and tweezers/pencil; remove gently.
- 3) Clean and cover with gauze; for foreign body in the eye, irrigate and seek medical attention.

French

Description

Kit complet pour retirer en sécurité les échardes et corps étrangers superficiels, avec accessoires dédiés et solution de rinçage.

Dimensions

Dimensions de la valise : 235 × 190 × 43 cm · Poids : 0,5 kg · Poids à vide : 0,2 kg.

Contenu du kit

- 1 loupe
- 1 flacon de sérum physiologique 100 ml
- 1 crayon lève-échardes PROFESSIONAL



- 2 compresses stériles 18 × 40 cm
- 1 pince HUNTER droite 10,5 cm
- 1 bouchon pour solution de lavage oculaire
- 1 miroir
- 1 notice d'instructions

Mode d'emploi

- 1) Désinfecter la zone.
- 2) Utiliser la loupe et la pince/le crayon adaptés ; retirer délicatement.
- 3) Nettoyer et protéger avec une compresse ; en cas de corps étranger dans l'œil, irriguer et consulter.

German

Beschreibung

Komplettset zur sicheren Entfernung von Splintern und oberflächlichen Fremdkörpern, mit Zubehör und Spüllösung.

Abmessungen

Koffermaße: 235 × 190 × 43 cm · Gewicht: 0,5 kg · Leergewicht: 0,2 kg.

Lieferumfang

- 1 Lupe
- 1 Flasche physiologische Kochsalzlösung 100 ml
- 1 Splitterentferner-Stift PROFESSIONAL
- 2 sterile Kompressen 18 × 40 cm
- 1 HUNTER Pinzette gerade 10,5 cm
- 1 Verschlusskappe für Augenspüllösung
- 1 Spiegel
- 1 Anleitung

Anleitung

- 1) Bereich desinfizieren.
- 2) Geeignete Lupe und Pinzette/Stift verwenden; vorsichtig entfernen.
- 3) Reinigen und mit Komresse schützen; bei Fremdkörper im Auge spülen und Arzt aufsuchen.

Spanish

Descripción

Kit completo para la extracción segura de astillas y cuerpos extraños superficiales, con accesorios dedicados y solución de enjuague.

Dimensiones

Dimensiones del maletín: 235 × 190 × 43 cm · Peso: 0,5 kg · Peso en vacío: 0,2 kg.

Contenido del kit

- 1 lupa
- 1 frasco de suero fisiológico 100 ml
- 1 lápiz quita-astillas PROFESSIONAL



- 2 gasas estériles 18 × 40 cm
- 1 pinza HUNTER recta 10,5 cm
- 1 tapón para solución de lavado ocular
- 1 espejo
- 1 hoja de instrucciones

Instrucciones

- 1) Desinfecte la zona.
- 2) Use la lupa y la pinza/lápiz adecuados; retire con cuidado.
- 3) Limpie y proteja con gasa; si hay cuerpo extraño en el ojo, irrigue y acuda al médico.