

MANUEL D'UTILISATION / D'ENTRETIEN
CHAISE DE TRANSPORT – SED001 (2 roues) / SED004 (4 roues)

1. Avertissements généraux

Pour une utilisation correcte du dispositif, se référer au présent manuel. Le produit doit être utilisé exclusivement par du personnel qualifié. Vérifier que le produit est livré intact et le conserver emballé, à l'écart des sources de chaleur. La durée de vie du dispositif est déterminée par l'usure de pièces non réparables et/ou non remplaçables. Conserver dans des lieux secs. Faire toujours attention à la présence d'enfants.

2. Avant chaque utilisation

Vérifier toujours l'état d'usure des différentes parties afin de garantir une utilisation en toute sécurité.

3. Avertissements pour l'utilisation

Utiliser les ceintures de sécurité lorsque nécessaire. Vérifier périodiquement la stabilité et la solidité du produit. Ne pas utiliser avec des patients dont le poids dépasse la limite indiquée. En cas de doute, contacter le revendeur. Tout incident grave doit être signalé au fabricant et aux autorités compétentes.

4. Instructions

Ouvrir la chaise, installer correctement le patient, utiliser les ceintures de sécurité. Charge maximale: 150 kg.

5. Dimensions

Chaise ouverte: 910 x 520 x 710 mm. Chaise fermée: 910 x 520 x 195 mm. Poids: 8,5 kg.

6. Entretien

Utiliser uniquement des pièces et accessoires d'origine.

7. Nettoyage et désinfection

Utiliser de l'eau et un désinfectant non agressif. Éviter solvants, acides et alcalins.

8. Élimination

Ne pas jeter avec les déchets ménagers, utiliser les centres de recyclage communaux.

9. Garantie

Garantie 24 mois – Conforme MDR 745/2017 Dispositifs Médicaux.