



Product name - PHILLY CERVICAL COLLAR

Cod: COL835 / COL836

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italian	<p>Descrizione Collare cervicale regolabile disponibile in versione adulto e pediatrica. Realizzato in polietilene ad alta densità con imbottitura in materiale schiumato. Radiotrasparente, lavabile e disinfettabile. Regolazione su 4 misure. Codice COL835: adulto. Codice COL836: pediatrico.</p> <p>Istruzioni d'uso Selezionare il codice corretto in base al paziente e regolare il collare fino a ottenere il corretto supporto cervicale. Posizionare il collare attorno al collo, verificando l'allineamento anatomico e la chiusura corretta. Controllare che il dispositivo sia stabile, confortevole e non ostacoli la respirazione. Pulire dopo l'uso e conservare in luogo asciutto.</p>
English	<p>Description Adjustable cervical collar available in adult and pediatric versions. Made of high-density polyethylene with foam padding. X-ray translucent, washable and disinfettable.</p> <p>Adjustable in 4 sizes. Code COL835: adult. Code COL836: pediatric.</p> <p>Instructions for use Select the correct code according to the patient and adjust the collar to obtain proper cervical support. Position the collar around the neck, checking anatomical alignment and correct fastening. Ensure that the device is stable, comfortable and does not interfere with breathing. Clean after use and store in a dry place.</p>
French	<p>Description Collier cervical réglable disponible en version adulte et pédiatrique. Réalisé en polyéthylène haute densité avec rembourrage en matériau expansé. Radiotransparent, lavable et désinfectable.</p>



	<p>Réglable sur 4 tailles. Code COL835 : adulte. Code COL836 : pédiatrique.</p> <p>Instructions d'utilisation Sélectionner le code correct en fonction du patient et régler le collier afin d'obtenir un maintien cervical approprié. Positionner le collier autour du cou en vérifiant l'alignement anatomique et la fermeture correcte. Vérifier que le dispositif soit stable, confortable et qu'il ne gêne pas la respiration. Nettoyer après usage et conserver dans un endroit sec.</p>
<p style="text-align: center;">German</p>	<p>Beschreibung Verstellbare Halskrause in Erwachsenen- und Kinderausführung. Hergestellt aus hochdichtem Polyethylen mit Schaumstoffpolsterung. Röntgenstrahlendurchlässig, waschbar und desinfizierbar.</p> <p>In 4 Größen verstellbar. Code COL835: Erwachsene. Code COL836: pädiatrisch.</p> <p>Gebrauchsanweisung Den korrekten Code je nach Patient auswählen und die Halskrause so einstellen, dass eine korrekte zervikale Stabilisierung erreicht wird. Die Halskrause um den Hals anlegen und dabei auf anatomische Ausrichtung und korrekten Verschluss achten. Sicherstellen, dass das Produkt stabil, komfortabel ist und die Atmung nicht behindert. Nach Gebrauch reinigen und trocken lagern.</p>
<p style="text-align: center;">Spanish</p>	<p>Descripción Collar cervical ajustable disponible en versión adulto y pediátrica. Fabricado en polietileno de alta densidad con acolchado de espuma. Radiotransparente, lavable y desinfectable.</p> <p>Ajustable en 4 tallas. Código COL835: adulto. Código COL836: pediátrico.</p> <p>Instrucciones de uso Seleccionar el código correcto según el paciente y ajustar el collar hasta obtener un soporte cervical adecuado. Colocar el collar alrededor del cuello, verificando la alineación anatómica y el cierre correcto. Comprobar que el dispositivo sea estable, cómodo y que no interfiera con la respiración. Limpiar después del uso y conservar en lugar seco.</p>