



STERILE NON- ADHERENT DRESSING WITH PARAFFIN – 10×10 cm

Cod: GAZ100

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italiano

Descrizione

Garza sterile non aderente alla paraffina: rete in tulle impregnata di paraffina morbida, progettata per non aderire alla ferita e favorire un ambiente umido di guarigione. Indicata per ustioni superficiali, abrasioni, lacerazioni e ferite chirurgiche.

Dimensioni

Misura: 10×10 cm. Confezione: astuccio da 10 buste sterili



singole.

Istruzioni d'uso

Pulire la ferita secondo protocollo. Aprire la busta sterile, applicare la garza paraffinata direttamente sulla ferita e coprire con garza assorbente e bendaggio. Sostituire secondo indicazione clinica o quando necessario.

English

Description

Paraffin- impregnated sterile non- adherent gauze: soft tulle mesh impregnated with paraffin, designed not to stick to the wound and to maintain a moist healing environment. Indicated for superficial burns, abrasions, lacerations and surgical wounds.

Dimensions

Size: 10×10 cm. Packaging: box of 10 individually sterile sachets.

Instructions for use

Clean the wound according to protocol. Open the sterile sachet, place the paraffin gauze directly on the wound and cover with an absorbent pad and bandage. Replace as clinically indicated or as needed.

Français

Description

Compresse stérile non adhérente à la paraffine : maille tulle imprégnée de paraffine, conçue pour ne pas adhérer à la plaie et maintenir un environnement humide de cicatrisation. Indiquée pour brûlures superficielles, abrasions, lacérations et plaies chirurgicales.

Dimensions

Taille : 10×10 cm. Conditionnement : étui de 10 sachets stériles individuels.

Mode d'emploi

Nettoyer la plaie selon le protocole. Ouvrir le sachet stérile, appliquer la gaze à la paraffine directement sur la plaie et couvrir avec une compresse absorbante et un bandage. Renouveler selon indication clinique ou besoin.



Deutsch

Beschreibung	Sterile, paraffingetränkte, nicht haftende Gaze: weiches Tullgewebe mit Paraffin, haftet nicht an der Wunde und erhält ein feuchtes Wundmilieu. Geeignet bei oberflächlichen Verbrennungen, Abschürfungen, Risswunden und OP- Wunden.
Abmessungen	Größe: 10×10 cm. Verpackung: Schachtel mit 10 einzeln sterilen Beuteln.
Gebrauchsanweisung	Wunde gemäß Protokoll reinigen. Sterilen Beutel öffnen, Paraffingaze direkt auf die Wunde auflegen und mit saugfähiger Auflage und Verband abdecken. Nach klinischer Anweisung bzw. Bedarf wechseln.

Español

Descripción	Gasa estéril no adherente con parafina: malla de tul impregnada de parafina, diseñada para no adherirse a la herida y mantener un entorno húmedo de cicatrización. Indicada para quemaduras superficiales, abrasiones, laceraciones y heridas quirúrgicas.
Dimensiones	Tamaño: 10×10 cm. Embalaje: caja de 10 sobres estériles individuales.
Instrucciones de uso	Limpiar la herida según protocolo. Abrir el sobre estéril, colocar la gasa con parafina directamente sobre la herida y cubrir con compresa absorbente y vendaje. Sustituir según indicación clínica o necesidad.

PVS SpA – Cassina de Pecchi IT - Rev. 05/11/2025