



Product name - Disposable Breath Alcohol Tester – single use

Cod: ETI100

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italiano

Descrizione

Etilometro monouso a reagenti chimici per l'autoverifica del tasso alcolemico nel respiro (risultato in circa 3 minuti).

Caratteristiche tecniche

Componenti: tubo di reazione con cristalli indicatore, boccaglio e sacchetto per raccolta del respiro. Metodo: ossidazione dell'alcool con variazione cromatica degli indicatori. Uso singolo; non richiede alimentazione. Conservazione: luogo fresco e asciutto. Prodotto privo di lattice.

Istruzioni

1) Aprire la confezione e predisporre sacchetto e boccaglio. 2) Soffiare nel sacchetto per riempirlo; collegare il tubo. 3) Spingere l'aria del sacchetto attraverso il tubo fino a fine corsa. 4) Attendere



~3 minuti e leggere il viraggio cromatico secondo la legenda sul dispositivo/istruzioni. 5) Smaltire come rifiuto indifferenziato secondo normativa locale.

English

Description

Single- use chemical breath alcohol tester for self- screening (result in about 3 minutes).

Technical specifications

Components: reaction tube with colour indicator crystals, mouthpiece and breath collection bag. Principle: alcohol oxidation with indicator colour change. Single use; no power supply required. Storage: cool, dry place. Latex- free.

Instructions

1) Open the pack and prepare bag and mouthpiece. 2) Exhale into the bag to fill it; connect the tube. 3) Push the air through the tube until completed. 4) Wait ~3 minutes and read the colour change according to the legend on the device/instructions. 5) Dispose of as household/municipal waste per local rules.

Français

Description

Éthylotest chimique à usage unique pour auto- contrôle (résultat en ~3 minutes).

Caractéristiques techniques

Éléments : tube réactionnel avec cristaux indicateurs, embout buccal et sachet de collecte d'air expiré. Principe : oxydation de l'alcool avec changement de couleur. Usage unique ; aucune alimentation. Stockage : endroit frais et sec. Sans latex.

Instructions

1) Ouvrir l'emballage et préparer le sachet et l'embout. 2) Souffler dans le sachet pour le remplir ; connecter le tube. 3) Faire passer l'air à travers le tube jusqu'à la fin. 4) Attendre ~3 minutes et lire le virage de couleur selon la légende du dispositif/instructions. 5) Éliminer conformément aux règles locales.

Deutsch

Beschreibung

Einweg- Atemalkohol- Test (chemisch) zur Selbstkontrolle (Ergebnis nach ca. 3 Minuten).

Technische Merkmale

Bestandteile: Reaktionsröhrchen mit Indikator- Kristallen,



Mundstück und Atemsammelbeutel. Prinzip: Oxidation von Alkohol mit Farbwechsel des Indikators. Einmalgebrauch; keine Stromversorgung. Lagerung: kühl und trocken. Latexfrei.

Gebrauchsanweisung

1) Packung öffnen, Beutel und Mundstück bereitlegen. 2) In den Beutel ausatmen; Röhrchen anschließen. 3) Luft vollständig durch das Röhrchen drücken. 4) ~3 Minuten warten und den Farbwechsel gemäß Legende auf dem Gerät/der Anleitung ablesen. 5) Entsorgung gemäß lokalen Vorschriften.

Español

Descripción

Alcoholímetro desechable químico para autoevaluación (resultado en ~3 minutos).

Características técnicas

Componentes: tubo reactivo con cristales indicadores, boquilla y bolsa de recogida del aliento. Principio: oxidación del alcohol con cambio de color del indicador. De un solo uso; no necesita alimentación. Almacenamiento: lugar fresco y seco. Sin látex.

Instrucciones

1) Abra el paquete y prepare bolsa y boquilla. 2) Exhale en la bolsa hasta llenarla; conecte el tubo. 3) Empuje el aire a través del tubo hasta el final. 4) Espere ~3 minutos y lea el cambio de color según la leyenda del dispositivo/instrucciones. 5) Desechar según la normativa local.