



MINI DROP Eye Wash Station 250 ml

Cod: CPS201

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italian

Descrizione

Stazione di lavaggio oculare compatta con bottiglie da 250 ml per intervento rapido. Ideale per aree con rischio di polveri o schizzi chimici leggeri. Custodia resistente per montaggio a parete.

Dimensioni

Stazione a parete in ABS (dimensioni N/D) · 2 flaconi soluzione salina sterile da 250 ml ciascuno.

Contenuto del kit

- 2 × flaconi di soluzione salina sterile 0,9% NaCl da 250 ml
- Stazione a parete in ABS con supporto



- Kit di fissaggio (viti e tasselli)
- Istruzioni d'uso multilingue

Istruzioni

- 1) Aprire l'astuccio e prendere un flacone.
- 2) Ruotare l'erogatore e applicare la coppa sull'occhio.
- 3) Premere e irrigare per 10–15 minuti mantenendo l'occhio aperto.
- 4) In caso di irritazione persistente, consultare un medico.
- 5) Sostituire i flaconi usati e controllare le scadenze.

English

Description

Compact eye wash station with 250 ml bottles for fast response. Ideal for areas with risk of dust or mild chemical splashes. Rugged wall-mount case.

Dimensions

Wall-mount ABS station (size N/A) · 2 bottles of sterile saline, 250 ml each.

Kit contents

- 2 × bottles sterile saline 0.9% NaCl, 250 ml
- Wall-mount ABS station with bracket
- Mounting kit (screws and plugs)
- Multilingual instructions

Instructions

- 1) Open the case and take one bottle.
- 2) Twist the nozzle and place the eye-cup over the eye.
- 3) Squeeze and irrigate for 10–15 minutes, keeping the eye open.
- 4) Seek medical advice if irritation persists.
- 5) Replace used bottles and check expiry dates.

French

Description

Station de lavage oculaire compacte avec flacons de 250 ml pour une intervention rapide. Idéale pour les zones à risque de poussières ou d'éclaboussures chimiques légères. Boîtier mural robuste.

Dimensions

Station murale en ABS (dimensions N/D) · 2 flacons de sérum physiologique stérile de 250 ml chacun.

Contenu du kit

- 2 × flacons de sérum physiologique stérile 0,9 % NaCl de 250 ml



- Station murale en ABS avec support
- Kit de fixation (vis et chevilles)
- Mode d'emploi multilingue

Mode d'emploi

- 1) Ouvrir l'étui et saisir un flacon.
- 2) Tourner l'embout et positionner la coupelle sur l'œil.
- 3) Presser et irriguer 10–15 minutes en gardant l'œil ouvert.
- 4) Consulter un médecin si l'irritation persiste.
- 5) Remplacer les flacons utilisés et vérifier les dates de péremption.

German

Beschreibung

Kompakte Augenspülstation mit 250-ml-Flaschen für schnelle Ersthilfe. Ideal für Bereiche mit Staub- oder leichten Chemikalienspritzern. Robustes Wandgehäuse.

Abmessungen

Wandstation aus ABS (Maße k. A.) · 2 Flaschen sterile Kochsalzlösung à 250 ml.

Lieferumfang

- 2 × Flaschen sterile Kochsalzlösung 0,9 % NaCl, 250 ml
- Wandstation aus ABS mit Halterung
- Befestigungssatz (Schrauben und Dübel)
- Mehrsprachige Anleitung

Anleitung

- 1) Etui öffnen und eine Flasche entnehmen.
- 2) Düse drehen und Augenmuschel aufsetzen.
- 3) Drücken und 10–15 Minuten spülen, Auge offen halten.
- 4) Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen.
- 5) Verbrauchte Flaschen ersetzen, Verfallsdaten prüfen.

Spanish

Descripción

Estación de lavado ocular compacta con botellas de 250 ml para respuesta rápida. Ideal en zonas con riesgo de polvo o salpicaduras químicas leves. Caja mural robusta.

Dimensiones

Estación mural de ABS (dimensiones N/D) · 2 botellas de suero fisiológico estéril de 250 ml cada una.

Contenido del kit

- 2 × botellas de suero fisiológico estéril 0,9 % NaCl de 250 ml
- Estación mural de ABS con soporte



- Kit de fijación (tornillos y tacos)
- Instrucciones multilingües

Instrucciones

- 1) Abra el estuche y tome un frasco.
- 2) Gire la boquilla y coloque la copa sobre el ojo.
- 3) Presione e irrigue durante 10–15 minutos manteniendo el ojo abierto.
- 4) Si persiste la irritación, consulte a un médico.
- 5) Sustituya los frascos usados y revise la caducidad.