

SCHEDA TECNICA_ LAVAGGIO OCULARE/EYE WASH

INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO MEDICO "STAZIONE DI LAVAGGIO OCULARE NACI 0.9%"



NOME COMMERCIALE	Lavaggio oculare
DESTINAZIONE D'USO	Lavaggio oculare e irrigazione di ferite. Procedura di primo soccorso.
ASSEMBLATORE	PVS S.p.A – Via L. da Vinci 18, 20051 Cassina de Pecchi – Italy

COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLATO

- N. 1 NACI 0.9% 500ml- prodotto da BBraun Melsugen AG – Dispositivo Medico di classe IIa ai sensi della Direttiva MDD 93/42/EEC
- 1 tappo/doccetta oculare in polietilene, non dispositivo medico

GESTIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto non richiede particolari condizioni di conservazione e immagazzinamento. Temperatura compresa tra +5°C e +25°C	
Evitare di esporre il prodotto all'azione diretta del sole.	
Tenere in un luogo asciutto	

SCHEDA TECNICA_ LAVAGGIO OCULARE/EYE WASH

PRECAUZIONI	
Ci sono informazioni da leggere	
Leggere le istruzioni d'uso	
Non usare se l'imballaggio risulta danneggiato	
Data di scadenza data dal Fabbrikante del DM	

INFORMAZIONI REGOLATORIE
Il seguente sistema procedurale DROP, assemblato da PVS SpA, è conforme alle prescrizioni del Regolamento EU 2017/745. PVS ha redatto la Dichiarazione di Conformità per il sistema DROP in accordo all'articolo 22 del Regolamento EU 2017/745.

CODICI
REF: ACQ414 Lavaggio oculare 500ML REF: ACQ409 Lavaggio oculare 250ML REF: ACQ408 Lavaggio oculare 100ML

INFORMAZIONI SULL'ELIMINAZIONE E LO SMALTIMENTO
Lo smaltimento dei materiali è indicato sulla confezione con apposita simbologia

ALLEGATI
a. SCHEDA TECNICA BBRAUN b. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SEONDO ART. 22