

Product name - ARGO CERVICAL COLLARS

Cod: COL051 / COL052 / COL053 / COL054 / COL055 / COL056 / COL057

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Language	Information
<p>Italian</p>	<p>Descrizione Collari cervicali monopezzo per immobilizzazione cervicale, disponibili in 6 misure facilmente identificabili tramite chiusure colorate. Struttura radiotrasparente al 100%, progettata per stabilizzare il rachide cervicale durante il primo soccorso, il trasporto e la gestione del paziente traumatizzato. Set 6 pezzi con custodia disponibile con codice COL057.</p> <p>Dimensioni Misure disponibili: infant (COL051), pediatric (COL052), stout (COL053), standard (COL054), medium (COL055), tall (COL056). Set 6 pezzi con custodia: COL057.</p> <p>Materiali Struttura rigida in polietilene; struttura morbida in polietilene a bassa densità (LDPE / Plastazote); rivetti in nylon; strisce di fissaggio tipo velcro in poliestere, poliammide, PP e resina sintetica.</p> <p>Istruzioni d'uso Selezionare la misura corretta in base alla corporatura del paziente. Posizionare il collare sotto il mento e attorno al collo, quindi fissare mediante la chiusura tipo velcro senza comprimere eccessivamente. Verificare il corretto allineamento cervicale e la stabilità del dispositivo prima della movimentazione. Utilizzare secondo i protocolli di emergenza e sotto la supervisione di personale qualificato.</p>
<p>English</p>	<p>Description One-piece cervical collars for cervical immobilisation, available in 6 sizes easily identified by colour-coded closures. 100% X-ray translucent structure designed to stabilise the cervical spine during first aid, transport and trauma patient management. A 6-piece set with bag is available under code COL057.</p> <p>Dimensions Available sizes: infant (COL051), pediatric (COL052), stout (COL053), standard (COL054), medium (COL055), tall (COL056). 6-piece set</p>

	<p>with bag: COL057.</p> <p>Materials Rigid structure in polyethylene; soft structure in low-density polyethylene (LDPE / Plastazote); nylon rivets; retention straps like Velcro system in polyester, polyamide, PP and synthetic resin.</p> <p>Instructions for use Select the correct size according to the patient's build. Position the collar under the chin and around the neck, then fasten it using the Velcro-type closure without excessive compression. Check proper cervical alignment and device stability before moving the patient. Use according to emergency protocols and under qualified supervision.</p>
<p>French</p>	<p>Description Colliers cervicaux monobloc pour l'immobilisation cervicale, disponibles en 6 tailles facilement identifiables grâce à des fermetures codées par couleur. Structure radiotransparente à 100 %, conçue pour stabiliser le rachis cervical lors des premiers secours, du transport et de la prise en charge du patient traumatisé. Set de 6 pièces avec sac disponible sous le code COL057.</p> <p>Dimensions Tailles disponibles : infant (COL051), pediatric (COL052), stout (COL053), standard (COL054), medium (COL055), tall (COL056). Set de 6 pièces avec sac : COL057.</p> <p>Matériaux Structure rigide en polyéthylène ; structure souple en polyéthylène basse densité (LDPE / Plastazote) ; rivets en nylon ; bandes de fixation type Velcro en polyester, polyamide, PP et résine synthétique.</p> <p>Instructions d'utilisation Sélectionner la taille correcte en fonction de la morphologie du patient. Positionner le collier sous le menton et autour du cou, puis le fixer à l'aide de la fermeture type Velcro sans compression excessive. Vérifier le bon alignement cervical et la stabilité du dispositif avant la mobilisation du patient. Utiliser conformément aux protocoles d'urgence et sous la supervision d'un personnel qualifié.</p>
<p>German</p>	<p>Beschreibung Einteilige Halskrausen zur zervikalen Immobilisierung, erhältlich in 6 Größen, die durch farbcodierte Verschlüsse leicht erkennbar sind. Zu 100 % röntgenstrahlendurchlässige Struktur zur Stabilisierung der Halswirbelsäule bei Erster Hilfe, Transport und Versorgung von Traumapatienten. Ein 6-teiliges Set mit Tasche ist unter dem Code COL057 erhältlich.</p> <p>Abmessungen Verfügbare Größen: infant (COL051), pediatric (COL052), stout (COL053), standard (COL054), medium (COL055), tall (COL056). 6-teiliges Set mit Tasche: COL057.</p> <p>Materialien Starre Struktur aus Polyethylen; weiche Struktur aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE / Plastazote); Nieten aus Nylon; Klettbandartige Fixiergurte aus Polyester, Polyamid, PP und Kunstharz.</p> <p>Gebrauchsanweisung Die passende Größe entsprechend der Statur des Patienten auswählen. Die Halskrause unter dem Kinn und um den Hals positionieren und anschließend mit dem klettartigen Verschluss ohne übermäßigen Druck fixieren. Vor dem Bewegen des Patienten die korrekte zervikale Ausrichtung und den sicheren Sitz des Produkts prüfen. Gemäß Notfallprotokollen und unter Aufsicht von Fachpersonal verwenden.</p>
<p>Spanish</p>	<p>Descripción Collares cervicales de una pieza para inmovilización cervical, disponibles en 6 tallas fácilmente identificables mediante cierres codificados por color. Estructura radiotransparente al 100 %, diseñada para estabilizar la columna cervical durante primeros auxilios, transporte y manejo del paciente traumatizado. Juego de 6 piezas con bolsa disponible con el código COL057.</p> <p>Dimensiones Tallas disponibles: infant (COL051), pediatric (COL052), stout (COL053), standard (COL054), medium (COL055), tall (COL056). Set de 6 piezas con bolsa: COL057.</p> <p>Materiales Estructura rígida de polietileno; estructura blanda de polietileno de baja densidad (LDPE / Plastazote); remaches de nailon; bandas de fijación tipo velcro de poliéster, poliamida, PP y resina sintética.</p> <p>Instrucciones de uso Seleccionar la talla correcta según la constitución del</p>



	<p>paciente. Colocar el collar bajo el mentón y alrededor del cuello, luego fijarlo mediante el cierre tipo velcro sin comprimir en exceso. Verificar la correcta alineación cervical y la estabilidad del dispositivo antes de mover al paciente. Utilizar de acuerdo con los protocolos de emergencia y bajo la supervisión de personal cualificado.</p>
--	--