

Product name – MEDIC 1 – Empty First Aid Case

Cod: CAV406 / CAV284 / CAV284B

**Regulations: The products defined as medical devices
are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017**



Italiano

Descrizione: Valigetta pronto soccorso MEDIC 1 vuota, rigida, con maniglia e chiusure a scatto; ideale per dotazioni di primo soccorso. Versioni: CAV406, CAV284, CAV284B.

Dimensioni: 250 × 190 × 90 mm — **Peso:** 0,43 kg.

Istruzioni: Allestire con presidi idonei secondo normativa vigente. Disporre il materiale nei vani; non forzare le chiusure e non superare la capacità. Pulire con panno umido e detergente neutro; evitare solventi/abrasivi. Conservare in luogo asciutto, lontano da calore e luce diretta. Controllare periodicamente contenuto e integrità del contenitore; sostituire articoli scaduti o danneggiati.

English

Description: MEDIC 1 empty rigid first-aid case with handle and snap closures; suitable for first-aid equipment. Versions: CAV406, CAV284, CAV284B.



Dimensions: 250 × 190 × 90 mm — **Weight:** 0,43 kg.

Instructions: Fill with appropriate first-aid components in compliance with local regulations. Arrange items in the compartments; do not force the latches and do not exceed capacity. Clean with a damp cloth and mild detergent; avoid solvents/abrasives. Store in a dry place away from heat and direct sunlight. Inspect contents and case regularly; replace expired or damaged items.

French

Description: Mallette de premiers secours MEDIC 1 vide, rigide, avec poignée et fermetures à clip ; adaptée pour le matériel de premiers secours. Versions : CAV406, CAV284, CAV284B.

Dimensions: 250 × 190 × 90 mm — **Poids :** 0,43 kg.

Instructions: Remplir avec des dispositifs adaptés conformément à la réglementation en vigueur. Organiser le contenu dans les compartiments ; ne pas forcer les fermetures et ne pas dépasser la capacité. Nettoyer avec un chiffon humide et un détergent doux ; éviter solvants/abrasifs. Conserver au sec, à l'abri de la chaleur et du soleil direct. Vérifier régulièrement le contenu et la mallette ; remplacer les articles périmés ou endommagés.

German

Beschreibung: Leerer, starrer Erste-Hilfe-Koffer MEDIC 1 mit Griff und Schnappverschlüssen; geeignet für Erste-Hilfe-Ausstattung. Ausführungen: CAV406, CAV284, CAV284B.

Abmessungen: 250 × 190 × 90 mm — **Gewicht:** 0,43 kg.

Anweisungen: Mit geeigneten Komponenten gemäß geltenden Vorschriften bestücken. Inhalte in den Fächern anordnen; Verschlüsse nicht erzwingen und Kapazität nicht überschreiten. Mit feuchtem Tuch und mildem Reinigungsmittel reinigen; Lösungsmittel/Schleifmittel vermeiden. Trocken, fern von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung lagern. Inhalt und Koffer regelmäßig prüfen; abgelaufene oder beschädigte Artikel ersetzen.

Spanish

Descripción: Maletín de primeros auxilios MEDIC 1 vacío, rígido, con asa y cierres a presión; adecuado para equipamiento de



primeros auxilios. Versiones: CAV406, CAV284, CAV284B.

Dimensiones: 250 × 190 × 90 mm — **Peso:** 0,43 kg.

Instrucciones: Rellene con componentes adecuados conforme a la normativa vigente. Organice el contenido en los compartimentos; no fuerce los cierres y no supere la capacidad. Limpie con un paño húmedo y detergente neutro; evite disolventes/abrasivos. Conservar en lugar seco, alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa. Revise periódicamente el contenido y el maletín; sustituya los artículos caducados o dañados.