



PLASTOSAN – Adhesive plasters (12 models)

Cod: CER020 – CER021 – CER022 – CER024 – CER025

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italian

Descrizione: Cerotti adesivi in tessuto/non-tessuto con tampone assorbente. Disponibili in formati singoli e in assortimento 'Maxi'.

Dimensioni: Formati singoli: CER021: 100 cerotti 2×7 cm; CER022: 100 cerotti 2,4×7 cm; CER024: 50 cerotti 6×10 cm; CER025: 50 cerotti 4,8×7 cm. Assortito CER020 (100 pezzi): 40 pz 2×7 cm; 10 pz 2,4×7 cm; 20 pz 4×2 cm; 5 pz 10×6 cm; 5 pz 4,8×7 cm; 6 pz 3,8×3,8 cm; 5 pz formato H; 9 pz formato farfalla.

Istruzioni: Pulire e asciugare la pelle. Applicare il tampone sulla ferita e premere i bordi. Sostituire se sporco/umido o quotidianamente. Uso singolo

English

Descrizione: Adhesive plasters with absorbent pad, available as single-size boxes and as a 'Maxi' assorted set.

Dimensioni: Single sizes: CER021: 100 plasters 2×7 cm; CER022: 100 plasters 2.4×7 cm; CER024: 50 plasters 6×10 cm; CER025: 50 plasters 4.8×7 cm. Assorted CER020 (100 pcs): 40 pcs 2×7 cm; 10 pcs 2.4×7 cm; 20 pcs 4×2 cm; 5 pcs 10×6 cm; 5 pcs 4.8×7 cm; 6 pcs 3.8×3.8 cm; 5 pcs H shape; 9 pcs butterfly.



Istruzioni: Clean and dry the skin. Place the pad over the wound and press edges. Replace if soiled/wet or daily. Single use.

French

Descrizione: Pansements adhésifs avec compresse absorbante, disponibles en formats unitaires et en assortiment 'Maxi'.

Dimensioni: Formats unitaires : CER021 : 100 pansements 2×7 cm ; CER022 : 100 pansements 2,4×7 cm ; CER024 : 50 pansements 6×10 cm ; CER025 : 50 pansements 4,8×7 cm. Assortiment CER020 (100 pcs) : 40 pcs 2×7 cm ; 10 pcs 2,4×7 cm ; 20 pcs 4×2 cm ; 5 pcs 10×6 cm ; 5 pcs 4,8×7 cm ; 6 pcs 3,8×3,8 cm ; 5 pcs forme H ; 9 pcs papillon.

Istruzioni: Nettoyer et bien sécher la peau. Poser la compresse sur la plaie et presser les bords. Remplacer si sale/humide ou chaque jour. Usage unique.

German

Descrizione: Haftpflaster mit saugfähigem Wundkissen, als Einzelgrößen und als 'Maxi'-Sortiment erhältlich.

Dimensioni: Einzelgrößen: CER021: 100 Pflaster 2×7 cm; CER022: 100 Pflaster 2,4×7 cm; CER024: 50 Pflaster 6×10 cm; CER025: 50 Pflaster 4,8×7 cm. Sortiment CER020 (100 Stk): 40 Stk 2×7 cm; 10 Stk 2,4×7 cm; 20 Stk 4×2 cm; 5 Stk 10×6 cm; 5 Stk 4,8×7 cm; 6 Stk 3,8×3,8 cm; 5 Stk H-Form; 9 Stk Schmetterling.

Istruzioni: Haut reinigen und trocknen. Wundkissen auflegen und Ränder andrücken. Bei Verschmutzung/Nässe oder täglich wechseln. Einmalprodukt.

Spanish

Descrizione: Apósitos adhesivos con almohadilla absorbente, disponibles en formatos individuales y en surtido 'Maxi'.

Dimensioni: Formatos individuales: CER021: 100 apósitos 2×7 cm; CER022: 100 apósitos 2,4×7 cm; CER024: 50 apósitos 6×10 cm; CER025: 50 apósitos 4,8×7 cm. Surtido CER020 (100 uds): 40 uds 2×7 cm; 10 uds 2,4×7 cm; 20 uds 4×2 cm; 5 uds 10×6 cm; 5 uds 4,8×7 cm; 6 uds 3,8×3,8 cm; 5 uds formato H; 9 uds mariposa.

Istruzioni: Limpie y seque la piel. Coloque la almohadilla sobre la



herida y presione los bordes. Sustituir si está sucio/húmedo o a diario. De un solo uso.

PVS SpA – Cassina de Pecchi IT - Rev. 10/11/2025