




PLASTOSAN blue detectable adhesive plasters – assorted and single-size

Cod: CER049, CER029, CER036

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italiano

Descrizione: Cerotti adesivi BLU DETECTABLE in supporto flessibile e ad alta visibilità. Traspiranti e ipoallergenici; ideali per ambienti alimentari e cucine dove è richiesta la facile individuazione. Disponibili in confezioni assortite sterili e in confezioni monomisure non sterili.

Dimensioni:

CER049: Confezione 100 cerotti assortiti BLU DETECTABLE sterili in 5 formati – 20 pz 9×72 mm; 40 pz 30×72 mm; 32 pz 55×18 mm; 4 pz 72×50 mm; 4 pz farfalla.

CER029: Confezione 100 cerotti BLU DETECTABLE non sterili, misura 1,9×7,2 cm.

CER036: Confezione 100 cerotti BLU DETECTABLE non sterili, misura 7×2,5 cm.

Istruzioni: Pulire e asciugare bene la cute. Applicare il cerotto su pelle integra intorno alla ferita, premendo per favorire l'adesione. Sostituire quando umido o sporco e almeno una volta al giorno. Uso singolo. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da calore e luce diretta. Interrompere l'uso in caso di irritazioni cutanee.



English

Description: Blue detectable adhesive plasters with flexible, high-visibility backing. Breathable and hypoallergenic; suitable for food-handling environments requiring easy visual detection. Available as sterile assorted packs and non-sterile single-size packs.

Dimensions:

CER049: Box of 100 sterile assorted blue detectable plasters in 5 shapes – 20 pcs 9×72 mm; 40 pcs 30×72 mm; 32 pcs 55×18 mm; 4 pcs 72×50 mm; 4 pcs butterfly.

CER029: Box of 100 non-sterile blue detectable plasters, size 1.9×7.2 cm.

CER036: Box of 100 non-sterile blue detectable plasters, size 7×2.5 cm.

Instructions: Clean and dry the skin thoroughly. Apply to healthy skin around the wound, pressing to ensure adhesion. Replace when wet or soiled and at least once daily. Single use. Store in a cool, dry place away from heat and direct light. Discontinue use if redness or irritation occurs.

Français

Description: Pansements adhésifs BLEU DETECTABLE avec support flexible et haute visibilité. Respirants et hypoallergéniques ; adaptés aux environnements de manipulation des aliments. Disponibles en boîtes stériles assorties et en boîtes non stériles de taille unique.

Dimensions:

CER049 : Boîte de 100 pansements bleus détectables stériles assortis en 5 formats – 20 pcs 9×72 mm ; 40 pcs 30×72 mm ; 32 pcs 55×18 mm ; 4 pcs 72×50 mm ; 4 pcs papillon.

CER029 : Boîte de 100 pansements bleus détectables non stériles, taille 1,9×7,2 cm.

CER036 : Boîte de 100 pansements bleus détectables non stériles, taille 7×2,5 cm.

Instructions: Nettoyer et sécher soigneusement la peau. Appliquer sur la peau saine autour de la plaie en appuyant pour assurer l'adhérence. Remplacer s'il est humide ou sale et au moins une fois par jour. Usage unique. Conserver au frais et au sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe. Arrêter l'utilisation en cas de rougeur ou d'irritation.

Deutsch

Beschreibung: BLAU DETECTABLE Wundpflaster mit flexiblem, gut sichtbarem Träger. Atmungsaktiv und hypoallergen; geeignet für Bereiche mit Lebensmittelverarbeitung. Erhältlich als sterile



Mischpackungen und als nicht sterile Einzelgrößen.

Abmessungen:

CER049: Schachtel mit 100 sterilen, gemischten blau detektierbaren Pflastern in 5 Formen – 20 Stk. 9×72 mm; 40 Stk. 30×72 mm; 32 Stk. 55×18 mm; 4 Stk. 72×50 mm; 4 Stk. Schmetterlingsform.

CER029: Schachtel mit 100 nicht sterilen Pflastern, Größe 1,9×7,2 cm.

CER036: Schachtel mit 100 nicht sterilen Pflastern, Größe 7×2,5 cm.

Anleitung: Haut gründlich reinigen und trocknen. Pflaster auf die intakte Haut um die Wunde legen und andrücken. Bei Nässe oder Verschmutzung sowie mindestens einmal täglich wechseln. Einmalprodukt. Kühl und trocken, vor Wärme und direktem Licht geschützt lagern. Anwendung bei Reizung beenden.

Español

Descripción: Tiritas adhesivas AZUL DETECTABLE con soporte flexible y de alta visibilidad. Transpirables e hipoalergénicas; aptas para entornos de manipulación de alimentos. Disponibles en cajas surtidas estériles y en cajas no estériles de talla única.

Dimensiones:

CER049: Caja con 100 tiritas azules detectables estériles surtidas en 5 formatos – 20 uds 9×72 mm; 40 uds 30×72 mm; 32 uds 55×18 mm; 4 uds 72×50 mm; 4 uds mariposa.

CER029: Caja con 100 tiritas azules detectables no estériles, tamaño 1,9×7,2 cm.

CER036: Caja con 100 tiritas azules detectables no estériles, tamaño 7×2,5 cm.

Instrucciones: Limpie y seque bien la piel. Aplique sobre la piel sana alrededor de la herida presionando para asegurar la adhesión. Sustituir cuando esté húmeda o sucia y, como mínimo, una vez al día. De un solo uso. Conservar en lugar fresco y seco, alejado del calor y la luz directa. Interrumpir su uso si aparece enrojecimiento o irritación.