



PIC Classic Fix – Fabric adhesive tape (spool)

Cod: CER233 – CER083

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italian

Descrizione: Cerotto adesivo in tela su rocchetto, resistente e traspirante, indicato per il fissaggio di medicazioni, garze e bendaggi.

Dimensioni: Formati: CER233 2,5 cm × 5 m; CER083 5 cm × 5 m (rocchetti).

Istruzioni: Tagliare la lunghezza desiderata. Applicare su pelle pulita e asciutta esercitando una leggera pressione. Evitare il contatto diretto dell'adesivo con la ferita. Sostituire secondo necessità.

English

Descrizione: Fabric adhesive tape on spool, strong and breathable; suitable for securing dressings, gauze and bandages.

Dimensioni: Sizes: CER233 2.5 cm × 5 m; CER083 5 cm × 5 m (spools).



Istruzioni: Cut to required length. Apply to clean, dry skin with gentle pressure. Avoid direct adhesive on the wound. Replace as needed.

French

Descrizione: Sparadrap en tissu sur dévidoir, résistant et respirant, pour la fixation des pansements, compresses et bandages.

Dimensioni: Formats : CER233 2,5 cm × 5 m ; CER083 5 cm × 5 m (bobines).

Istruzioni: Couper à la longueur souhaitée. Appliquer sur peau propre et sèche en pressant légèrement. Éviter le contact direct de l'adhésif avec la plaie. Remplacer si nécessaire.

German

Descrizione: Gewebeklebeband auf Rolle, widerstandsfähig und atmungsaktiv – zum Fixieren von Verbänden, Kompressen und Bandagen.

Dimensioni: Formate: CER233 2,5 cm × 5 m; CER083 5 cm × 5 m (Rollen).

Istruzioni: Auf gewünschte Länge zuschneiden. Auf saubere, trockene Haut aufbringen und leicht andrücken. Direkten Klebekontakt mit der Wunde vermeiden. Bei Bedarf wechseln.

Spanish

Descrizione: Esparadrapo de tela en carrete, resistente y transpirable, apto para fijar apósitos, gasas y vendajes.

Dimensioni: Formatos: CER233 2,5 cm × 5 m; CER083 5 cm × 5 m (carretes).

Istruzioni: Corte a la longitud deseada. Aplique sobre piel limpia y seca presionando suavemente. Evite el contacto directo del adhesivo con la herida. Sustituir cuando sea necesario.