



Product name - Sterile Urine Container 125 ml – screw cap

Cod: CON001F

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italiano

Descrizione

Contenitore per urine sterile 125 ml con tappo a vite.

Caratteristiche tecniche

Contenitore graduato ML125, sterilizzato a raggi gamma, in polipropilene neutro con tappo a vite colorato. Spazio sul contenitore per scrivere i dati identificativi. Confezionamento: sacchetto termosaldato + astuccio in cartone con lotto e scadenza. Dispositivo monouso, esente da lattice, non riutilizzabile. Uso esclusivo per raccolta urine e analisi cliniche.



Istruzioni

Verificare l'integrità della confezione prima dell'uso. Aprire il sacchetto, svitare il tappo evitando contaminazioni, raccogliere il campione e richiudere accuratamente. Etichettare con i dati richiesti e consegnare al laboratorio secondo le tempistiche indicate. Smaltire secondo normativa rifiuti sanitari.

English

Description

Sterile 125 ml urine container with screw cap.

Technical specifications

Graduated 125 ml container, gamma-ray sterilised, made of neutral polypropylene with coloured screw cap. Writing area on the container for patient data. Packaging: heat-sealed pouch + cardboard box indicating lot and expiry date. Single-use, latex-free, non-reusable device. For urine collection and clinical analysis only.

Instructions

Check the package integrity before use. Open pouch, unscrew cap avoiding contamination, collect sample and close tightly. Label with required data and deliver to the lab within the specified timeframe. Dispose according to healthcare waste regulations.

Français

Description

Réceptacle stérile pour urine 125 ml avec bouchon à vis.

Caractéristiques techniques

Réceptacle gradué 125 ml, stérilisé aux rayons gamma, en polypropylène neutre avec bouchon à vis coloré. Zone d'écriture sur le réceptacle pour les données d'identification. Conditionnement : sachet thermosoudé + boîte en carton indiquant lot et date de péremption. Dispositif à usage unique, sans latex, non réutilisable. Usage exclusif : collecte d'urine et analyses cliniques.

Instructions

Vérifier l'intégrité de l'emballage avant utilisation. Ouvrir le sachet, dévisser le bouchon en évitant toute contamination, recueillir l'échantillon et refermer hermétiquement. Étiqueter et remettre au laboratoire dans les délais prescrits. Élimination conforme à la réglementation des déchets de soins.

Deutsch

Beschreibung

Steriler 125-ml-Urinbehälter mit Schraubdeckel.



Technische Merkmale

Graduiertes 125-ml-Gefäß, gamma-sterilisiert, aus neutralem Polypropylen mit farbigem Schraubdeckel. Beschriftungsfeld für Patientendaten. Verpackung: heißversiegelter Beutel + Kartonschachtel mit Chargen- und Verfallsangabe. Einmalprodukt, latexfrei, nicht wiederverwendbar. Nur zur Urinsammlung und klinischen Analyse.

Gebrauchsanweisung

Vor Gebrauch Unversehrtheit der Verpackung prüfen. Beutel öffnen, Deckel ohne Kontamination abschrauben, Probe entnehmen und fest verschließen. Beschriften und fristgerecht ins Labor bringen. Entsorgung gemäß Vorschriften für medizinische Abfälle.

Español

Descripción

Recipiente estéril de 125 ml para orina con tapa de rosca.

Características técnicas

Recipiente graduado de 125 ml, esterilizado por rayos gamma, de polipropileno neutro con tapa de rosca de color. Área para escribir los datos del paciente. Embalaje: bolsa termosellada + caja de cartón con lote y fecha de caducidad. Dispositivo de un solo uso, sin látex y no reutilizable. Solo para recogida de orina y análisis clínicos.

Instrucciones

Comprobar la integridad del envase antes de usar. Abrir el sobre, desenroscar la tapa evitando la contaminación, recoger la muestra y cerrar firmemente. Etiquetar y entregar al laboratorio dentro del plazo indicado. Eliminar según la normativa de residuos sanitarios.