



Prodotto - DITALI IN LATTICE (Finger Cots)

Cod: COP001 – COP002

Regolamenti: I prodotti definiti come dispositivi medici sono conformi al MDR 745/2017 del 05/04/2017



**Lingua /
Language**

Traduzione / Translation

Italiano

Istruzioni d'uso

Selezionare la misura idonea. Applicare il ditale sul dito asciutto srotolandolo fino a coprire l'area da proteggere. Uso singolo: rimuovere e smaltire secondo le procedure vigenti. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da luce solare diretta e fonti di calore.



Specifiche tecniche

Ditali protettivi in lattice di gomma naturale, non sterili. Monouso, bordo arrotondato, colore naturale. Indicati come barriera per protezione del dito durante medicazioni, ispezioni locali e lavorazioni leggere. Contengono lattice naturale.

Dimensioni

Confezione: busta da 100 pezzi | Misure disponibili: M (COP001), L (COP002)

English

Instructions for use

Select the appropriate size. Place the finger cot on a dry finger and roll it down to cover the area to be protected. Single use: remove and dispose of according to local procedures. Store in a cool, dry place away from direct sunlight and heat sources.

Technical specifications

Protective finger cots made of natural rubber latex, non-sterile. Single-use, rolled rim, natural colour. Intended as a barrier for finger protection during dressing changes, local inspections and light tasks. Contains natural latex.

Dimensions

Packaging: bag of 100 pcs | Available sizes: M (COP001), L (COP002)

Français

Mode d'emploi

Choisir la taille adaptée. Enfiler le doigtiers sur un doigt sec en le déroulant jusqu'à couvrir la zone à protéger. À usage unique : retirer et éliminer selon les procédures en vigueur. Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil et de la chaleur.

Caractéristiques techniques

Doigtiers de protection en latex de caoutchouc naturel, non stériles. À usage unique, bord roulé, couleur naturelle. Utilisés comme barrière de protection du doigt pendant les soins de pansement, les inspections locales et les travaux légers. Contiennent du latex naturel.



Dimensions

Conditionnement : sachet de 100 pièces | Tailles disponibles : M (COP001), L (COP002)

Deutsch

Gebrauchsanweisung

Passende Größe wählen. Fingerling auf den trockenen Finger setzen und abrollen, bis der zu schützende Bereich bedeckt ist.

Einmalgebrauch: nach Gebrauch gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen. Kühl und trocken lagern, vor Sonne und Wärmequellen schützen.

Technische Daten

Schutz- Fingerlinge aus Naturkautschuklatex, nicht steril. Einmalgebrauch, gerollter Rand, natürliche Farbe. Als Barriere zum Schutz des Fingers bei Verbandswechseln, lokalen Inspektionen und leichten Arbeiten geeignet. Enthalten Naturlatex.

Abmessungen

Verpackung: Beutel mit 100 Stück | Verfügbare Größen: M (COP001), L (COP002)

Español

Instrucciones de uso

Seleccione la talla adecuada. Coloque el dedil sobre el dedo seco y desenróllelo hasta cubrir la zona a proteger. De un solo uso: retirar y desechar según los procedimientos vigentes. Conservar en lugar fresco y seco, protegido del sol y del calor.

Especificaciones técnicas

Dediles protectores de látex de caucho natural, no estériles. De un solo uso, borde enrollado, color natural. Indicados como barrera para la protección del dedo durante curas, inspecciones locales y trabajos ligeros. Contienen látex natural.

Dimensiones

Envasado: bolsa de 100 uds | Tallas disponibles: M (COP001), L (COP002)



PVS SpA – Cassina de Pecchi IT - Rev. 30/10/2025