

BUFFET DROP Eye Wash Station

Cod: CPS211

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italian

Descrizione

Stazione di lavaggio oculare con doppio flacone di soluzione tampone pH neutro per una rapida neutralizzazione iniziale di schizzi acidi o basici leggeri. Montaggio a parete, accesso immediato.

Dimensioni

Stazione a parete in ABS (dimensioni N/D) · 2 flaconi soluzione tampone pH neutro ~200 ml ciascuno.

Contenuto del kit

- 2 × flaconi soluzione tampone pH neutro ~200 ml
- Stazione a parete in ABS con supporto
- Kit di fissaggio (viti e tasselli)
- Istruzioni multilingue

Istruzioni

- 1) Aprire il coperchio e afferrare un flacone.
- 2) Rimuovere il tappo/ruotare l'erogatore e applicare la coppa sull'occhio.
- 3) Premere e irrigare per 10–15 minuti, mantenendo l'occhio aperto.
- 4) Rimuovere eventuali lenti a contatto se possibile e consultare un medico.
- 5) Sostituire i flaconi usati e controllare le scadenze.

English

Description

Eye wash station with two bottles of pH-neutral phosphate buffer for rapid initial neutralization of mild acid/alkali splashes. Wall-mounted, quick access.

Dimensions

Wall-mount ABS station (size N/A) · 2 × ~200 ml pH-neutral buffer bottles.

Kit contents

- 2 × ~200 ml pH-neutral phosphate buffer bottles
- Wall-mount ABS station with bracket
- Mounting kit (screws and plugs)
- Multilingual instructions

Instructions

- 1) Open the cover and take one bottle.
- 2) Remove cap/twist nozzle and place the eye-cup over the eye.
- 3) Squeeze and irrigate for 10–15 minutes, keeping the eye open.
- 4) Remove contact lenses if possible and seek medical advice.
- 5) Replace used bottles and check expiry dates.

French

Description

Station de lavage oculaire avec deux flacons de solution tampon au pH neutre pour une neutralisation initiale rapide des éclaboussures acides/alcalines légères. Montage mural, accès immédiat.

Dimensions

Station murale en ABS (dimensions N/D) · 2

flacons de tampon pH neutre ~200 ml
chacun.

Contenu du kit

- 2 × flacons de solution tampon pH neutre ~200 ml
- Station murale en ABS avec support
- Kit de fixation (vis et chevilles)
- Mode d'emploi multilingue

Mode d'emploi

- 1) Ouvrir le couvercle et saisir un flacon.
- 2) Retirer le bouchon/tourner l'embout et positionner la coupelle sur l'œil.
- 3) Presser et irriguer 10–15 minutes en gardant l'œil ouvert.
- 4) Retirer les lentilles si possible et consulter un médecin.
- 5) Remplacer les flacons utilisés et vérifier les dates de péremption.

German

Beschreibung

Augenspülstation mit zwei Flaschen pH-neutralen Phosphatpuffer zur schnellen Erstneutralisation leichter Säure-/Laugen-spritzer. Wandmontage, schneller Zugriff.

Abmessungen

Wandstation aus ABS (Maße k. A.) · 2 × ~200 ml pH-neutraler Pufferflaschen.

Lieferumfang

- 2 × Flaschen pH-neutraler Phosphatpuffer ~200 ml
- Wandstation aus ABS mit Halterung
- Befestigungssatz (Schrauben und Dübel)
- Mehrsprachige Anleitung

Anleitung

- 1) Deckel öffnen und eine Flasche entnehmen.
- 2) Kappe abnehmen/Düse drehen und Augenmuschel aufsetzen.
- 3) Drücken und 10–15 Minuten spülen, Auge offen halten.
- 4) Kontaktlinsen wenn möglich entfernen und Arzt aufsuchen.
- 5) Verbrauchte Flaschen ersetzen und Verfallsdaten prüfen.

Spanish

Descripción

Estación de lavado ocular con dos frascos de tampón fosfato pH neutro para neutralización inicial rápida de salpicaduras leves ácidas/alcalinas. Montaje mural, acceso inmediato.

Dimensiones

Estación mural de ABS (dimensiones N/D) · 2 botellas de tampón pH neutro ~200 ml cada una.

Contenido del kit

- 2 × botellas de tampón fosfato pH neutro ~200 ml
- Estación mural de ABS con soporte
- Kit de fijación (tornillos y tacos)
- Instrucciones multilingües

Instrucciones

- 1) Abra la tapa y tome un frasco.
- 2) Retire el tapón/gire la boquilla y coloque la copa sobre el ojo.
- 3) Presione e irrigue durante 10–15 minutos manteniendo el ojo abierto.
- 4) Retire las lentes si es posible y consulte a un médico.
- 5) Sustituya los frascos usados y verifique la caducidad.