

Product name - STRETCHER PILLOW

Cod: CUS013 / CUS014

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italian	Descrizione Cuscino per barella in spugna con rivestimento esterno in PVC termosaldato su tutto il perimetro, impermeabile, lavabile e disinfettabile. Disponibile nei colori arancione (CUS013) e blu (CUS014). Dimensioni 42 x 30 x 5 h cm. Istruzioni d'uso Posizionare il cuscino sulla barella assicurandone il corretto appoggio. Utilizzare come supporto per il comfort del paziente durante il trasporto. Pulire e disinfettare dopo l'uso con prodotti idonei. Conservare in luogo asciutto e pulito.
English	Description Foam stretcher pillow with external PVC covering heat-sealed along the entire perimeter, waterproof, washable and disinfectable. Available in orange (CUS013) and blue (CUS014). Dimensions 42 x 30 x 5 h cm. Instructions for use Place the pillow on the stretcher ensuring correct positioning. Use as a support to improve patient comfort during transport. Clean and disinfect

	after use with suitable products. Store in a clean, dry place.
French	Description Coussin pour civière en mousse avec revêtement extérieur en PVC thermosoudé sur tout le périmètre, imperméable, lavable et désinfectable. Disponible en orange (CUS013) et bleu (CUS014). Dimensions 42 x 30 x 5 h cm. Instructions d'utilisation Positionner le coussin sur la civière en vérifiant son bon placement. Utiliser comme support pour améliorer le confort du patient pendant le transport. Nettoyer et désinfecter après usage avec des produits appropriés. Conserver dans un endroit propre et sec.
German	Beschreibung Tragenkissen aus Schaumstoff mit außenliegendem PVC-Bezug, rundum thermoverschweißt, wasserdicht, abwaschbar und desinfizierbar. Erhältlich in Orange (CUS013) und Blau (CUS014). Abmessungen 42 x 30 x 5 h cm. Gebrauchsanweisung Das Kissen korrekt auf der Trage positionieren. Als Auflage zur Verbesserung des Patientenkomforts während des Transports verwenden. Nach Gebrauch mit geeigneten Produkten reinigen und desinfizieren. Trocken und sauber lagern.
Spanish	Descripción Cojín para camilla de espuma con revestimiento exterior de PVC termosellado en todo el perímetro, impermeable, lavable y desinfectable. Disponible en color naranja (CUS013) y azul (CUS014). Dimensiones 42 x 30 x 5 h cm. Instrucciones de uso Colocar el cojín sobre la camilla asegurando su correcta posición. Utilizarlo como apoyo para mejorar la comodidad del paciente durante el transporte. Limpiar y desinfectar después del uso con productos adecuados. Conservar en un lugar limpio y seco.