



SURFACE DISINFECTANT SPRAY – READY TO USE

Cod: DIS014

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italiano

Descrizione

Detergente disinfettante pronto all'uso per la rapida sanificazione di superfici dure e non porose in ambienti sanitari, scolastici, uffici e aree comuni.

Dimensioni

Capacità: 750 ml. Flacone con spruzzo trigger, pronto all'uso.

Istruzioni d'uso

Spruzzare uniformemente sulla superficie pre- pulita da 20–30 cm, distribuire con panno pulito e lasciare agire per il tempo di contatto indicato in etichetta; non risciacquare salvo indicazioni specifiche. Evitare il contatto con alimenti durante l'applicazione.



English

Descrizione	Ready- to- use disinfectant cleaner for rapid sanitizing of hard, non- porous surfaces in healthcare, schools, offices and shared areas.
Dimensioni	Capacity: 750 ml. Trigger- spray bottle, ready to use.
Istruzioni d'uso	Spray evenly on pre- cleaned surface from 20–30 cm, spread with a clean cloth and allow to act for the contact time stated on the label; do not rinse unless specified. Keep away from food during application.

Français

Descrizione	Détergent désinfectant prêt à l'emploi pour l'assainissement rapide des surfaces dures et non poreuses dans les établissements de santé, écoles, bureaux et zones communes.
Dimensioni	Contenance : 750 ml. Flacon pulvérisateur trigger, prêt à l'emploi.
Istruzioni d'uso	Pulvériser uniformément sur la surface pré- nettoyée à 20–30 cm, répartir avec un chiffon propre et laisser agir le temps de contact indiqué sur l'étiquette ; ne pas rincer sauf indication contraire. Éloigner des denrées alimentaires pendant l'application.

Deutsch

Descrizione	Gebrauchsfertiger Desinfektions- Reiniger zur schnellen Sanitärreinigung harter, nicht poröser Oberflächen in Gesundheitswesen, Schulen, Büros und Gemeinschaftsbereichen.
Dimensioni	Füllmenge: 750 ml. Flasche mit Trigger- Sprühkopf, gebrauchsfertig.
Istruzioni d'uso	Aus 20–30 cm gleichmäßig auf die vorgereinigte Oberfläche sprühen, mit sauberem Tuch verteilen und die auf dem Etikett



angegebene Einwirkzeit beachten; nicht abspülen, außer wenn angegeben. Kontakt mit Lebensmitteln während der Anwendung vermeiden.

Español

Descrizione	Detergente disinfettante listo para usar para la rápida desinfección de superficies duras y no porosas en centros sanitarios, escuelas, oficinas y zonas comunes.
Dimensioni	Capacidad: 750 ml. Botella con pulverizador tipo trigger, lista para usar.
Istruzioni d'uso	Pulverizar de forma uniforme sobre la superficie previamente limpia desde 20–30 cm, distribuir con un paño limpio y dejar actuar el tiempo de contacto indicado en la etiqueta; no enjuagar salvo indicación. Mantener alejado de alimentos durante la aplicación.

PVS SpA – Cassina de Pecchi IT - Rev. 04/11/2025