

PIC Solution – Soffix Med post-op plaster (ultra delicate) – 5×7 cm

Cod: GAZ202

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italiano

Descrizione: Cerotto post-operatorio ultra delicato con tampone ad alto assorbimento e supporto morbido e traspirante; aderisce dolcemente ed è indicato per pelli sensibili.

Dimensioni: Cerotto 5 × 7 cm. Astuccio con 5 cerotti. Imballo: 12 astucci.

Istruzioni: Pulire e asciugare la pelle. Applicare il cerotto con il



tampone centrato sulla ferita e premere i bordi. Sostituire secondo indicazione medica o se sporco/umido. Uso singolo.

English

Descrizione: Ultra delicate post- op dressing with high- absorbency pad and soft, breathable backing; gentle adhesion for sensitive skin.

Dimensioni: Plaster 5 × 7 cm. Carton with 5 plasters. Outer pack: 12 cartons.

Istruzioni: Clean and dry the skin. Apply with the pad centered over the wound and press the edges. Replace as directed by a clinician or if soiled/wet. Single use.

French

Descrizione: Pansement post- op ultra délicat avec compresse haute absorption et support doux et respirant ; adhérence douce pour peaux sensibles.

Dimensioni: Pansement 5 × 7 cm. Étui de 5 pansements. Carton extérieur : 12 étuis.

Istruzioni: Nettoyer et bien sécher la peau. Poser le pansement en centrant la compresse et presser les bords. Remplacer selon avis médical ou si sale/humide. Usage unique.

German

Descrizione: Ultrazartes postoperatives Pflaster mit stark saugender Kompresse und weicher, atmungsaktiver Trägerfolie; sanfte Haftung für empfindliche Haut.

Dimensioni: Wundpflaster 5 × 7 cm. Faltschachtel mit 5 Pflastern. Umkarton: 12 Schachteln.

Istruzioni: Haut reinigen und trocknen. Pflaster mit der Kompresse zentriert auflegen und Ränder andrücken. Nach ärztlicher Anweisung oder bei Verschmutzung/Nässe wechseln. Einmalprodukt.

Spanish

Descrizione: Apósito post- operatorio ultradelicado con almohadilla de alta absorción y soporte suave y transpirable; adhesión suave apta para piel sensible.

Dimensioni: Apósito 5 × 7 cm. Estuche con 5 apósitos. Embalaje exterior: 12 estuches.

Istruzioni: Limpie y seque bien la piel. Aplique con la almohadilla centrada y presione los bordes. Sustituir según indicación médica o si está sucio/húmedo. De un solo uso.



PVS SpA – Cassina de Pecchi IT - Rev. 10/11/2025