



**Prodotto - GUANTI STERILI IN COPOLIMERO LATEX FREE
(sterilizzati EO)**

Cod: GUA168

**Regolamenti: I prodotti definiti come dispositivi medici sono
conformi al MDR 745/2017 del 05/04/2017**



**Lingua /
Language**

Traduzione / Translation

Italiano

Istruzioni d'uso

Aprire la busta pelabile senza contaminare il contenuto. Indossare i guanti su mani pulite e asciutte. Uso singolo; smaltire secondo le procedure vigenti dopo l'impiego. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta e da temperature superiori a 50 °C.



Non riutilizzare se la confezione è aperta o danneggiata.

Specifiche tecniche

Guanti sterili per esame in copolimero (senza lattice), sterilizzati con ossido di etilene (EO). Monouso, ambidestri, superficie liscia, colore trasparente. Idonei per procedure di medicazione e per uso in ambienti sanitari con rischio di contatto con fluidi biologici. Privi di lattice e di polvere interna.

Dimensioni

Taglia Large | Confezionamento: busta con 2 guanti sterili.

English

Instructions for use

Open the peel- pouch without contaminating the contents. Wear on clean, dry hands. Single use only; dispose of according to local protocols after use. Store in a cool, dry place away from direct sunlight and from temperatures above 50 °C (122 °F). Do not reuse if the package is opened or damaged.

Technical specifications

Sterile examination gloves made of copolymer (latex- free), sterilised with ethylene oxide (EO). Single- use, ambidextrous, smooth surface, transparent colour. Suitable for dressing procedures and for use in healthcare settings with potential contact with body fluids. Latex- free and powder- free.

Dimensions

Size Large | Packaging: pouch with 2 sterile gloves.

Français

Mode d'emploi

Ouvrir le sachet pelable sans contaminer le contenu. Enfiler sur des mains propres et sèches. Usage unique ; éliminer selon les protocoles en vigueur après utilisation. Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures supérieures à 50 °C. Ne pas réutiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé.

Caractéristiques techniques

Gants d'examen stériles en copolymère (sans latex), stérilisés à l'oxyde



d'éthylène (EO). À usage unique, ambidextres, surface lisse, couleur transparente. Adaptés aux soins de pansement et à l'usage en milieu de soins avec risque de contact avec des liquides biologiques. Sans latex et sans poudre.

Dimensions

Taille Large | Conditionnement : sachet de 2 gants stériles.

Deutsch

Gebrauchsanweisung

Peel- Pouch öffnen, ohne den Inhalt zu kontaminieren. Auf saubere, trockene Hände anziehen. Nur zum Einmalgebrauch; nach Gebrauch gemäß geltenden Vorschriften entsorgen. Kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Nicht wiederverwenden, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist.

Technische Daten

Sterile Untersuchungshandschuhe aus Copolymer (latexfrei), sterilisiert mit Ethylenoxid (EO). Einmalgebrauch, beidhändig, glatte Oberfläche, transparente Farbe. Geeignet für Verbandstätigkeiten und den Einsatz im Gesundheitswesen bei möglichem Kontakt mit Körperflüssigkeiten. Latex- und puderfrei.

Abmessungen

Größe Large | Verpackung: Beutel mit 2 sterilen Handschuhen.

Español

Instrucciones de uso

Abra el sobre pelable sin contaminar el contenido. Colóquese los guantes sobre manos limpias y secas. De un solo uso; desechar según los protocolos vigentes tras su empleo. Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa y de temperaturas superiores a 50 °C. No reutilizar si el envase está abierto o dañado.

Especificaciones técnicas

Guantes estériles de examen de copolímero (sin látex), esterilizados con óxido de etileno (EO). De un solo uso, ambidiestros, superficie lisa, color transparente. Adecuados para curas y para uso en entornos sanitarios con posible contacto con fluidos biológicos. Sin látex y sin



polvo.

Dimensiones

Talla Large | Envasado: sobre con 2 guantes estériles.

PVS SpA – Cassina de Pecchi IT - Rev. 30/10/2025