



Prodotto - GUANTI PROTETTIVI MONOUSO IN LATTICE NON STERILI

Cod: GUA171 - GUA172 - GUA174

Regolamenti: I prodotti definiti come dispositivi medici sono conformi al MDR 745/2017 del 05/04/2017



**Lingua /
Language**

Italiano

Traduzione / Translation

Istruzioni d'uso

Aprire la confezione ed estrarre i guanti senza contaminarli. Indossare su mani pulite e asciutte. Monouso: smaltire dopo l'impiego secondo le procedure vigenti. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

Specifiche tecniche

Guanti protettivi da esame in lattice naturale, non sterili. Monouso, ambidestri, superficie micro- ruvida per presa migliorata, polsino con



bordino, colore naturale. Buona sensibilità tattile; adatti per attività di medicazione e igiene generale. Contengono lattice di gomma naturale.

Dimensioni

Taglie disponibili: S (GUA171), M (GUA172), L (GUA174) | Confezione: 100

English

Instructions for use

Open the package and remove the gloves without contaminating them. Wear on clean, dry hands. Single use: dispose of after use according to local procedures. Store in a cool, dry place away from heat sources and direct sunlight.

Technical specifications

Protective examination gloves made of natural latex, non- sterile. Single- use, ambidextrous, micro- textured surface for improved grip, beaded cuff, natural colour. Good tactile sensitivity; suitable for dressing and general hygiene tasks. Contains natural rubber latex.

Dimensions

Available sizes: S (GUA171), M (GUA172), L (GUA174) | Packaging: 100

Français

Mode d'emploi

Ouvrir l'emballage et retirer les gants sans les contaminer. Enfiler sur des mains propres et sèches. À usage unique : éliminer après utilisation selon les procédures en vigueur. Conserver dans un endroit frais et sec, à l'écart des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques techniques

Gants d'examen de protection en latex naturel, non stériles. À usage unique, ambidextres, surface micro- texturée pour une meilleure prise, manchette roulée, couleur naturelle. Bonne sensibilité tactile ; adaptés aux soins de pansement et à l'hygiène générale. Contient du latex de caoutchouc naturel.



Dimensions

Tailles disponibles : S (GUA171), M (GUA172), L (GUA174) |
Conditionnement : 100

Deutsch

Gebrauchsanweisung

Verpackung öffnen und die Handschuhe entnehmen, ohne sie zu kontaminieren. Auf saubere, trockene Hände anziehen.

Einmalgebrauch: nach Gebrauch gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen. Kühl und trocken lagern, fern von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung.

Technische Daten

Schutzhandschuhe aus natürlichem Latex für Untersuchungen, nicht steril. Einmalgebrauch, beidhändig, mikrotexturierte Oberfläche für besseren Griff, gerollter Bund, Naturfarbe. Gute taktile Sensibilität; geeignet für Verbandtätigkeiten und allgemeine Hygiene. Enthält Naturlatex.

Abmessungen

Verfügbare Größen: S (GUA171), M (GUA172), L (GUA174) |
Verpackung: 100

Español

Instrucciones de uso

Abra el envase y retire los guantes sin contaminarlos. Póngaselos sobre manos limpias y secas. De un solo uso: desechar tras su empleo según los procedimientos vigentes. Conservar en lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa.

Especificaciones técnicas

Guantes de examen de protección de látex natural, no estériles. De un solo uso, ambidiestros, superficie microtexturizada para mejor agarre, puño con reborde, color natural. Buena sensibilidad táctil; adecuados para curas y tareas de higiene general. Contienen látex de caucho natural.



Dimensiones

Tallas disponibles: S (GUA171), M (GUA172), L (GUA174)

| Envasado: 100

PVS SpA – Cassina de Pecchi IT - Rev. 30/10/2025