

Farmatexa – Hemostatic cotton wool (calcium alginate)

Cod: HEM003

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italiano

Descrizione: Ovatta emostatica a base di alginato di calcio. Indicata per il controllo rapido di piccole emorragie, in particolare epistassi; favorisce la cicatrizzazione formando un gel a contatto con il sangue.

Dimensioni: Tubetto: 2 g di ovatta emostatica. Imballaggio: 3 × 8 × 11 cm.

Istruzioni: Applicare una piccola quantità di ovatta nella cavità nasale o sulla piccola ferita, esercitando pressione per alcuni minuti. Rimuovere delicatamente una volta arrestato il sanguinamento. Uso esterno. Non utilizzare in caso di allergia agli alginati. Tenere fuori dalla portata dei



bambini.

English

Descrizione: Calcium–alginate based hemostatic wool. Suitable for rapid control of minor bleeding, especially nosebleeds; forms a gel on contact with blood to support hemostasis and healing.

Dimensioni: Tube: 2 g of hemostatic cotton wool. Packaging: 3 × 8 × 11 cm.

Istruzioni: Apply a small amount into the nasal cavity or onto the minor wound and press for a few minutes. Remove gently once bleeding has stopped. For external use only. Do not use in case of alginate allergy. Keep out of reach of children.

French

Descrizione: Ouate hémostatique à base d'alginate de calcium. Indiquée pour le contrôle rapide des petits saignements, notamment les épistaxis ; forme un gel au contact du sang pour favoriser l'hémostase et la cicatrisation.

Dimensioni: Tube : 2 g d'ouate hémostatique. Emballage : 3 × 8 × 11 cm.

Istruzioni: Appliquer une petite quantité dans la fosse nasale ou sur la petite plaie et exercer une pression pendant quelques minutes. Retirer délicatement une fois l'hémorragie arrêtée. Usage externe. Ne pas utiliser en cas d'allergie aux alginates. Tenir hors de portée des enfants.

German

Descrizione: Hämostatische Watte auf Basis von Calciumalginat. Geeignet zur schnellen Stillung kleiner Blutungen, insbesondere Nasenbluten; bildet bei Blutkontakt ein Gel und unterstützt die Wundheilung.

Dimensioni: Tube: 2 g hämostatische Watte. Verpackung: 3 × 8 × 11 cm.

Istruzioni: Eine kleine Menge in die Nasenhöhle oder auf die kleine Wunde auftragen und einige Minuten Druck ausüben. Nach Stillstand der Blutung vorsichtig entfernen. Nur zur äußeren Anwendung. Nicht bei Alginate-Allergie verwenden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Spanish

Descrizione: Algodón hemostático a base de alginato de calcio. Adecuado para el control rápido de sangrados leves, especialmente epistaxis; forma un gel al contacto con la sangre favoreciendo la hemostasia y la cicatrización.

Dimensioni: Tubo: 2 g de algodón hemostático. Embalaje: 3 × 8 × 11



cm.

Istruzioni: Applicar una pequeña cantidad en la cavidad nasal o sobre la herida leve y ejercer presión durante unos minutos. Retirar suavemente cuando cese el sangrado. Solo uso externo. No usar en caso de alergia a alginatos. Mantener fuera del alcance de los niños.