

Product name - CPR face shield keyring (Red Heart)

Cod: RMA031

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italiano

Descrizione: Rianimatore bocca a bocca tascabile con schermo facciale (CPR Face Shield) in custodia rigida a forma di cuore con portachiavi. Aiuta a ridurre il contatto diretto durante la ventilazione di soccorso.

Istruzioni: Utilizzare da personale formato secondo le procedure di primo soccorso/BLS. Aprire la custodia, estrarre lo schermo facciale e posizionarlo sul volto dell'infortunato con la valvola/foro sulla bocca. Eseguire le insufflazioni secondo le linee guida. Dopo l'uso

	smaltire il dispositivo monouso e richiudere la custodia. Contenuto: • 1 × Custodia rigida a forma di cuore con portachiavi • 1 × Schermo facciale per rianimazione (CPR Face Shield) monouso
English	Description: Pocket mouth-to-mouth resuscitator with face shield (CPR Face Shield) in a rigid heart-shaped keyring case. Helps reduce direct contact during rescue breaths. Instructions: For use by trained personnel according to first-aid/BLS procedures. Open the case, remove the face shield and place it on the casualty's face with the valve/opening over the mouth. Provide rescue breaths according to guidelines. After use, dispose of the single-use shield and close the case. Contents: • 1 × Rigid heart-shaped keyring case • 1 × Disposable CPR face shield
Français	Description: Dispositif de bouche-à-bouche de poche avec écran facial (CPR Face Shield) dans un boîtier rigide en forme de cœur avec porte-clés. Aide à réduire le contact direct lors des insufflations de secours. Instructions: À utiliser par du personnel formé selon les procédures de premiers secours/BLS. Ouvrir le boîtier, sortir l'écran facial et le placer sur le visage de la victime avec la valve/l'orifice sur la bouche. Effectuer les insufflations selon les recommandations. Après usage, jeter l'élément à usage unique et refermer le boîtier. Contenu: • 1 × Boîtier rigide en forme de cœur avec porte-clés

	• 1 × Écran facial de réanimation (CPR Face Shield) à usage unique
Deutsch	Beschreibung: Taschen-Beatmungshilfe für Mund-zu-Mund mit Beatmungsfolie (CPR Face Shield) in einem herzförmigen Hartschalen-Etui mit Schlüsselring. Hilft, den direkten Kontakt bei der Beatmung zu reduzieren. Anweisungen: Zur Anwendung durch geschultes Personal gemäß Erste-Hilfe-/BLS-Verfahren. Etui öffnen, Beatmungsfolie entnehmen und mit Ventil/Öffnung über dem Mund auf das Gesicht legen. Rettungsbeatmung gemäß Richtlinien durchführen. Nach Gebrauch Einwegfolie entsorgen und Etui schließen. Inhalt: • 1 × Herzförmiges Hartschalen-Etui mit Schlüsselring • 1 × Einweg-Beatmungsfolie (CPR Face Shield)
Español	Descripción: Reanimador boca a boca de bolsillo con barrera facial (CPR Face Shield) en estuche rígido con forma de corazón y llavero. Ayuda a reducir el contacto directo durante las ventilaciones de rescate. Instrucciones: Para uso por personal formado según procedimientos de primeros auxilios/SVB. Abra el estuche, extraiga la barrera facial y colóquela sobre el rostro de la víctima con la válvula/orificio sobre la boca. Realice las ventilaciones según las guías. Tras el uso, deseche el elemento de un solo uso y cierre el estuche. Contenido: • 1 × Estuche rígido con forma de corazón y llavero • 1 × Barrera facial para RCP (CPR Face Shield) desechable