



Prodotto – Siringhe monouso sterili con ago

Cod: SIR177 / SIR178 / SIR179 / SIR181 / SIR182 / SIR184

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



**Lingua /
Language**

Italiano

Traduzione / Translation

Istruzioni d'uso

Utilizzare la siringa sterile monouso per aspirazione o somministrazione secondo protocollo. Rimuovere il cappuccio dell'ago, espellere eventuale aria, regolare il volume usando la scala graduata. Al termine, smaltire immediatamente in contenitore per taglienti. Uso singolo.

Specifiche tecniche

Corpo in polipropilene trasparente con scala graduata ad alta leggibilità. Ago sterile in acciaio inox; attacco eccentrico o cono catetere a seconda del modello. Latex free. Sterilizzazione a ossido di etilene (EO). CE.



Dimensioni

Capacità / codici:

- SIR178: 2 cc
 - SIR177: 5 cc
 - SIR179: 10 cc (ago eccentrico)
 - SIR181: 20 cc (ago eccentrico)
 - SIR182: 50/60 cc (cono catetere)
 - SIR184: 100 cc (cono catetere) – scatola da 25 pezzi
- Confezionamento standard: 100 pezzi per scatola (eccetto SIR184).

English

Instructions for use

Use the sterile single- use syringe for aspiration or administration according to protocol. Remove needle cap, expel any air, set the volume using the graduation. Dispose immediately after use in a sharps container. Single use.

Technical specifications

Transparent polypropylene barrel with high- visibility graduation. Sterile stainless- steel needle; eccentric hub or catheter tip depending on model. Latex free. Sterilized with ethylene oxide (EO). CE marked.

Dimensions

Capacity / codes:

- SIR178: 2 cc
 - SIR177: 5 cc
 - SIR179: 10 cc (eccentric needle)
 - SIR181: 20 cc (eccentric needle)
 - SIR182: 50/60 cc (catheter tip)
 - SIR184: 100 cc (catheter tip) – box of 25 pcs
- Standard packaging: 100 pcs per box (except SIR184).

Français

Mode d'emploi

Utiliser la seringue stérile à usage unique pour l'aspiration ou l'administration selon le protocole. Retirer le capuchon de l'aiguille, chasser l'air éventuel, régler le volume à l'aide de la graduation. Éliminer immédiatement après usage dans un collecteur pour objets



piquants/coupants. Usage unique.

Caractéristiques techniques

Corps en polypropylène transparent avec graduation haute visibilité. Aiguille stérile en acier inoxydable ; embout excentré ou cône cathéter selon le modèle. Sans latex. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène (EO). Marquage CE.

Dimensions

Capacité / codes :

- SIR178 : 2 cc
 - SIR177 : 5 cc
 - SIR179 : 10 cc (aiguille excentrée)
 - SIR181 : 20 cc (aiguille excentrée)
 - SIR182 : 50/60 cc (cône cathéter)
 - SIR184 : 100 cc (cône cathéter) – boîte de 25 pcs
- Conditionnement standard : 100 pcs par boîte (sauf SIR184).

Deutsch

Gebrauchsanweisung

Sterile Einmalspritze gemäß Protokoll zum Aspirieren oder Applizieren verwenden. Nadelkappe entfernen, Luft ggf. ausstoßen, Volumen über Skala einstellen. Nach Gebrauch sofort in einen stichfesten Behälter entsorgen. Einmalgebrauch.

Technische Daten

Transparenter Polypropylen- Zylinder mit gut ablesbarer Skalierung. Sterile Nadel aus Edelstahl; exzentrischer Ansatz oder Katheterkonus je nach Modell. Latexfrei. Sterilisiert mit Ethylenoxid (EO). CE- Kennzeichnung.

Abmessungen

Fassungsvermögen / Codes:

- SIR178: 2 cc
- SIR177: 5 cc
- SIR179: 10 cc (exzentrische Nadel)
- SIR181: 20 cc (exzentrische Nadel)
- SIR182: 50/60 cc (Katheterkonus)
- SIR184: 100 cc (Katheterkonus) – Schachtel mit 25 Stk.



Standardverpackung: 100 Stk. pro Schachtel (außer SIR184).

Español

Instrucciones de uso

Usar la jeringa estéril de un solo uso para aspiración o administración según protocolo. Retirar el capuchón de la aguja, expulsar el aire y ajustar el volumen con la escala graduada. Desechar inmediatamente tras el uso en un contenedor para punzocortantes. De un solo uso.

Especificaciones técnicas

Cuerpo de polipropileno transparente con graduación de alta legibilidad. Aguja estéril de acero inoxidable; cono excéntrico o punta catéter según el modelo. Sin látex. Esterilización con óxido de etileno (EO). Marcado CE.

Dimensiones

Capacidad / códigos:

- SIR178: 2 cc
- SIR177: 5 cc
- SIR179: 10 cc (aguja excéntrica)
- SIR181: 20 cc (aguja excéntrica)
- SIR182: 50/60 cc (punta catéter)
- SIR184: 100 cc (punta catéter) – caja de 25 uds.

Embalaje estándar: 100 uds. por caja (excepto SIR184).