

Product name - MALLEABLE SPLINT

Cod: STE114

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with 93/42/CE and 2007/47/CE



Italiano

Descrizione

Stecca conformabile modellabile per l'immobilizzazione temporanea degli arti. Realizzata con struttura interna in alluminio grezzo ricotto e rivestimento esterno in EVA, leggera, resistente e facilmente adattabile alla conformazione anatomica del paziente.

Dimensioni

Dimensioni: 91 x 11 cm

Dimensioni in pollici: 36 x 4,25 in

Istruzioni d'uso

Modellare la stecca secondo la conformazione dell'arto da immobilizzare. Applicare sul segmento interessato e fissare con bendaggio o altro sistema di contenimento idoneo. Verificare il corretto posizionamento prima del trasporto del paziente. Conservare in luogo asciutto e pulito.



English

Description

Malleable splint for temporary limb immobilisation. Made with an annealed raw aluminium internal structure and EVA external coating, lightweight, durable and easily adaptable to the patient's anatomical shape.

Dimensions

Dimensions: 91 x 11 cm

Dimensions in inches: 36 x 4.25 in

Instructions for use

Shape the splint according to the limb to be immobilised. Apply it to the affected area and secure it with bandaging or another suitable fastening system. Check correct positioning before transporting the patient. Store in a clean, dry place.

Français

Description

Attelle malléable pour l'immobilisation temporaire des membres. Réalisée avec une structure interne en aluminium brut recuit et un revêtement extérieur en EVA, légère, résistante et facilement adaptable à la morphologie du patient.

Dimensions

Dimensions : 91 x 11 cm

Dimensions en pouces : 36 x 4,25 in

Instructions d'utilisation

Modeler l'attelle selon la forme du membre à immobiliser. L'appliquer sur la zone concernée et la fixer avec un bandage ou un autre système de maintien approprié. Vérifier le bon positionnement avant le transport du patient. Conserver dans un endroit propre et sec.

Deutsch

Beschreibung

Formbare Schiene zur vorübergehenden Immobilisierung von Gliedmaßen. Hergestellt mit einer Innenstruktur aus geglühtem Rohaluminium und einer Außenbeschichtung aus EVA, leicht, widerstandsfähig und einfach an die anatomische Form des Patienten anpassbar.

Abmessungen

Abmessungen: 91 x 11 cm

Abmessungen in Zoll: 36 x 4,25 in



Gebrauchsanweisung

Die Schiene entsprechend der Form der zu immobilisierenden Gliedmaße anpassen. Auf den betroffenen Bereich auflegen und mit einer Bandage oder einem anderen geeigneten Fixiersystem befestigen. Vor dem Transport des Patienten die korrekte Positionierung überprüfen. Trocken und sauber lagern.

Español

Descripción

Férula moldeable para la inmovilización temporal de extremidades. Fabricada con estructura interna de aluminio crudo recocido y revestimiento exterior de EVA, ligera, resistente y fácilmente adaptable a la conformación anatómica del paciente.

Dimensiones

Dimensiones: 91 x 11 cm

Dimensiones en pulgadas: 36 x 4,25 in

Instrucciones de uso

Moldear la férula según la forma de la extremidad que se debe inmovilizar. Aplicarla sobre la zona afectada y fijarla con vendaje u otro sistema de sujeción adecuado. Verificar la correcta colocación antes del traslado del paciente. Conservar en lugar limpio y seco.

Materiali / Components

1. Struttura interna: alluminio grezzo ricotto
 2. Rivestimento esterno: EVA - etilene e acetato di vinile
 3. Foglio istruzioni: carta
-