

3M Steri-Strip – Reinforced skin closures (adhesive sutures)

Cod: SUT224 – SUT225 – SUT226

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italiano

Descrizione: Strisce adesive rinforzate per la sutura cutanea. Offrono chiusura precisa dei lembi con minima tensione, favorendo la cicatrizzazione e una cicatrice estetica. Ipoallergeniche, traspiranti.

Dimensioni: Disponibile in 3 misure: SUT224 3 × 75 mm – busta da 5 strisce; SUT225 6 × 38 mm – busta da 6 strisce; SUT226 6 × 75 mm – busta da 3 strisce.

Istruzioni: Pulire e disinfettare la ferita; asciugare bene. Applicare le strisce in parallelo per avvicinare i margini senza sovrapporre. Fissare le estremità con pressione. Rimuovere secondo indicazione clinica.



English

Descrizione: Reinforced adhesive skin-closure strips. Provide precise wound edge approximation with low tension, supporting healing and cosmetic outcomes. Hypoallergenic, breathable.

Dimensioni: Available in 3 sizes: SUT224 3 × 75 mm – pouch of 5 strips; SUT225 6 × 38 mm – pouch of 6 strips; SUT226 6 × 75 mm – pouch of 3 strips.

Istruzioni: Clean and disinfect the wound; ensure skin is dry. Apply strips in parallel to approximate edges without overlap. Press ends firmly to secure. Remove as directed by a clinician.

French

Descrizione: Bandes adhésives renforcées pour suture cutanée. Elles rapprochent précisément les bords avec faible tension, favorisant la cicatrisation et un bon résultat esthétique. Hypoallergéniques et respirantes.

Dimensioni: Disponible en 3 tailles : SUT224 3 × 75 mm – sachet de 5 bandes ; SUT225 6 × 38 mm – sachet de 6 bandes ; SUT226 6 × 75 mm – sachet de 3 bandes.

Istruzioni: Nettoyer et désinfecter la plaie ; bien sécher la peau. Poser les bandes en parallèle pour rapprocher les bords sans chevauchement. Lisser les extrémités pour fixer. Retirer selon avis médical.

German

Descrizione: Verstärkte Hautverschlussstreifen. Sorgen für eine präzise Annäherung der Wundränder bei geringer Spannung, unterstützen Heilung und kosmetisches Ergebnis. Hypoallergen, atmungsaktiv.

Dimensioni: In 3 Größen erhältlich: SUT224 3 × 75 mm – Beutel mit 5 Streifen; SUT225 6 × 38 mm – Beutel mit 6 Streifen; SUT226 6 × 75 mm – Beutel mit 3 Streifen.

Istruzioni: Wunde reinigen und desinfizieren; Haut gut trocknen. Streifen parallel aufbringen, ohne Überlappung. Enden fest



andrücken. Nach ärztlicher Anweisung entfernen.

Spanish

Descrizione: Tiras adhesivas reforzadas para cierre cutáneo. Permiten aproximar con precisión los bordes con baja tensión, favoreciendo la cicatrización y un buen resultado estético. Hipoalergénicas y transpirables.

Dimensioni: Disponibile in 3 tamaños: SUT224 3 × 75 mm – sobre con 5 tiras; SUT225 6 × 38 mm – sobre con 6 tiras; SUT226 6 × 75 mm – sobre con 3 tiras.

Istruzioni: Limpie y desinfecte la herida; seque bien la piel. Aplique tiras en paralelo para aproximar los bordes sin solaparlos. Presione los extremos para fijar. Retire según indicación médica.