



ISOPROPYL ALCOHOL 70% DISINFECTANT WIPE

Cod: TOW005 – TOW224

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italiano

Descrizione

Salvietta disinfettante monouso a base di alcool isopropilico al 70%, indicata per la rapida igienizzazione della cute integra e delle superfici di piccoli dispositivi.

Dimensioni

Disponibile in due formati:

- TOW005: astuccio da 10 pezzi
- TOW224: bustine sfuse (imballo standard da 1000 pezzi)

Istruzioni d'uso

Aprire il sacchetto, estrarre la salvietta e passare sulla zona interessata fino a umidificazione uniforme. Lasciare agire per almeno 30 secondi e lasciar asciugare all'aria. Uso esterno; evitare il contatto con occhi e mucose.



English

Descrizione	Single- use disinfectant wipe with 70% isopropyl alcohol, suitable for rapid hygiene of intact skin and small device surfaces.
Dimensioni	Available in two formats: • TOW005: box of 10 wipes • TOW224: loose sachets (standard pack of 1,000 pcs)
Istruzioni d'uso	Open the sachet, remove the wipe and rub over the area until evenly moistened. Allow to act for at least 30 seconds and air- dry. External use; avoid contact with eyes and mucous membranes.

Français

Descrizione	Lingette désinfectante à usage unique à base d'alcool isopropylique 70 %, adaptée à l'hygiène rapide de la peau intacte et des petites surfaces d'appareils.
Dimensioni	Disponible en deux formats : • TOW005 : étui de 10 lingettes • TOW224 : sachets en vrac (emballage standard de 1 000 pcs)
Istruzioni d'uso	Ouvrir le sachet, retirer la lingette et frotter la zone jusqu'à humidification uniforme. Laisser agir au moins 30 secondes et sécher à l'air libre. Usage externe ; éviter le contact avec les yeux et les muqueuses.

Deutsch

Descrizione	Einweg- Desinfektionstuch mit 70 % Isopropylalkohol, geeignet für die schnelle Hygiene unverletzter Haut und kleiner Geräteschnittstellen.
Dimensioni	In zwei Formaten erhältlich: • TOW005: Schachtel mit 10 Tüchern



- TOW224: lose Sachets (Standardkarton mit 1.000 Stück)

Istruzioni d'uso

Sachet öffnen, Tuch entnehmen und die Stelle wischen, bis sie gleichmäßig befeuchtet ist. Mindestens 30 Sekunden einwirken lassen und an der Luft trocknen. Nur zur äußeren Anwendung; Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden.

Español

Descrizione

Toallita desinfectante de un solo uso con alcohol isopropílico al 70 %, indicada para la higiene rápida de la piel íntegra y pequeñas superficies de dispositivos.

Dimensioni

Disponibile en dos formatos:

- TOW005: estuche de 10 toallitas
- TOW224: sobres sueltos (embalaje estándar de 1.000 uds)

Istruzioni d'uso

Abrir el sobre, retirar la toallita y frotar la zona hasta humedecerla de forma uniforme. Dejar actuar al menos 30 segundos y secar al aire. Uso externo; evitar el contacto con ojos y mucosas.

PVS SpA – Cassina de Pecchi IT - Rev. 04/11/2025