



Prodotto - VISUAL – VISIERA PARASCHIZZI (Face Shield)

Cod: VIS001

Regolamenti: I prodotti definiti come dispositivi medici sono conformi al MDR 745/2017 del 05/04/2017



**Lingua /
Language**

Italiano

Traduzione / Translation

Istruzioni d'uso

Indossare la visiera con l'imbottitura in appoggio sulla fronte. Regolare l'elastico per una calzata stabile ma confortevole. Pulire la superficie



con panni morbidi e detergenti idonei dopo l'uso. Uso individuale; sostituire se graffiata o danneggiata.

Specifiche tecniche

Visiera paraschizzi trasparente per protezione da spruzzi e droplet. Schermo in materiale plastico trasparente, imbottitura frontale morbida e fascia elastica regolabile. Compatibile con l'uso di mascherina chirurgica/FFP. Non sterile.

Dimensioni

Dimensioni: 300 × 321 mm

English

Instructions for use

Wear the face shield with the foam resting on the forehead. Adjust the elastic band for a secure yet comfortable fit. Clean the visor with soft cloths and suitable cleaners after use. For individual use; replace if scratched or damaged.

Technical specifications

Transparent splash face shield for droplet/splash protection. Clear plastic screen, soft forehead cushion and adjustable elastic strap. Compatible with surgical/FFP masks. Non- sterile.

Dimensions

Dimensions: 300 × 321 mm

Français

Mode d'emploi

Porter la visière avec la mousse posée sur le front. Régler la bande élastique pour un maintien stable et confortable. Nettoyer l'écran avec des chiffons doux et des produits adaptés après usage. Usage individuel ; remplacer si rayée ou endommagée.

Caractéristiques techniques

Visière pare- éclaboussures transparente pour protection contre les gouttelettes/éclaboussures. Écran en plastique transparent, coussinet frontal doux et bande élastique réglable. Compatible avec le port d'un masque chirurgical/FFP. Non stérile.



Dimensions

Dimensions : 300 × 321 mm

Deutsch

Gebrauchsanweisung

Gesichtsschutz mit dem Schaumstoff an der Stirn anlegen. Elastikband für sicheren und zugleich bequemen Sitz einstellen. Visier nach Gebrauch mit weichen Tüchern und geeigneten Reinigern säubern. Zur persönlichen Verwendung; bei Kratzern oder Beschädigung ersetzen.

Technische Daten

Transparenter Spritzschutz- Gesichtsschutz zur Abwehr von Tröpfchen/Spritzern. Klares Kunststoff- Schild, weiche Stirnpolsterung und verstellbares Elastikband. Mit chirurgischen/FFP- Masken kombinierbar. Nicht steril.

Abmessungen

Abmessungen: 300 × 321 mm

Español

Instrucciones de uso

Colocar la visera con la espuma apoyada en la frente. Ajustar la banda elástica para un ajuste seguro y cómodo. Limpiar el visor con paños suaves y limpiadores adecuados después del uso. Uso individual; sustituir si está rayado o dañado.

Especificaciones técnicas

Visera antisalpicaduras transparente para protección frente a gotículas/salpicaduras. Pantalla de plástico transparente, almohadilla frontal suave y banda elástica ajustable. Compatible con mascarillas quirúrgicas/FFP. No estéril.

Dimensiones

Dimensiones: 300 × 321 mm