



ELASTIC BANDAGE

Cod: ELA114 • ELA115 • ELA116

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italiano

Descrizione

Benda elastica per fissaggio e lieve contenzione, morbida e traspirante. Indicata per il sostegno di medicazioni e per una compressione leggera degli arti.

Dimensioni

Disponibili in tre misure :

- ELA114: 5 cm × 4,5 m
- ELA115: 7 cm × 4,5 m
- ELA116: 10 cm × 4,5 m

Istruzioni d'uso

Applicare dal distale al prossimale con sovrapposizione di circa il 50%. Regolare la tensione in modo confortevole. Fissare l'estremità con mezzi idonei. Rimuovere e riapplicare se troppo stretta o in caso di formicolii/dolore.



English

Description	Elastic fixation bandage for light support and compression, soft and breathable. Suitable for securing dressings and for light limb compression.
Dimensions	Available in three sizes: - ELA114: 5 cm × 4.5 m - ELA115: 7 cm × 4.5 m - ELA116: 10 cm × 4.5 m
Instructions for use	Apply from distal to proximal with approximately 50% overlap. Adjust tension to remain comfortable. Secure the end with suitable means. Remove and reapply if too tight or if tingling/pain occurs.

Français

Description	Bande élastique de fixation pour soutien et compression légère, souple et respirante. Indiquée pour la fixation des pansements et une légère contention des membres.
Dimensions	Disponibles en trois tailles : - ELA114 : 5 cm × 4,5 m - ELA115 : 7 cm × 4,5 m - ELA116 : 10 cm × 4,5 m
Mode d'emploi	Appliquer de distal vers proximal avec un chevauchement d'environ 50 %. Ajuster la tension pour le confort. Fixer l'extrémité par des moyens appropriés. Retirer et réappliquer si trop serrée ou en cas de picotements/douleur.

Deutsch

Beschreibung	Elastische Fixierbinde für leichten Halt und Kompression, weich und atmungsaktiv. Geeignet zum Fixieren von Verbänden und für leichte Gliedmaßenkompression.
---------------------	--

**Abmessungen**

In drei Größen erhältlich:

- ELA114: 5 cm × 4,5 m
- ELA115: 7 cm × 4,5 m
- ELA116: 10 cm × 4,5 m

Gebrauchsanweisung

Von distal nach proximal mit etwa 50 % Überlappung anlegen. Spannung für angenehmen Sitz anpassen. Ende mit geeigneten Mitteln fixieren. Bei zu starker Enge oder Kribbeln/Schmerzen abnehmen und neu anlegen.

Español

Descripción

Venda elástica de fijación para soporte y compresión ligera, suave y transpirable. Indicada para asegurar apósitos y para compresión ligera de las extremidades.

Dimensiones

Disponibles en tres tamaños:

- ELA114: 5 cm × 4,5 m
- ELA115: 7 cm × 4,5 m
- ELA116: 10 cm × 4,5 m

Instrucciones de uso

Aplicar de distal a proximal con un solapamiento aproximado del 50 %. Ajustar la tensión para mantener la comodidad. Fijar el extremo con medios adecuados. Retirar y volver a aplicar si está demasiado apretada o aparecen hormigueo/dolor.