



STERILE NON- WOVEN DRAPE (TNT)

Cod: TEL025

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italiano

Descrizione

Telo sterile in TNT morbido e traspirante per medicazioni, copertura del campo operatorio minore e protezione dell'area ferita. Privo di lattice. Materiale: TNT (tessuto non tessuto).

Dimensioni

Dimensioni: 40 × 60 cm. Confezionato singolarmente in busta sterile.

Istruzioni d'uso

Aprire la busta sterile, posizionare il telo sull'area deteresa e asciutta per creare una barriera protettiva; fissare se necessario con cerotto o bendaggio. Monouso: sostituire se sporco o danneggiato.



English

Descrizione	Soft, breathable sterile TNT drape for dressings, minor procedure field coverage and wound area protection. Latex- free . Material: non- woven fabric (TNT).
Dimensioni	Dimensions: 40 × 60 cm. Individually sterile packed.
Istruzioni d'uso	Open the sterile sachet, place the drape on a clean, dry area to create a protective barrier; secure with tape or bandage if needed. Single use; replace if soiled or damaged.

Français

Descrizione	Champ stérile en non- tissé, doux et respirant, pour pansements, couverture de petit champ opératoire et protection de la zone lésée. Sans latex. Matière : non- tissé (TNT).
Dimensioni	Dimensions : 40 × 60 cm. Conditionné stérile à l'unité.
Istruzioni d'uso	Ouvrir le sachet stérile, positionner le champ sur une zone propre et sèche pour créer une barrière protectrice ; fixer avec un sparadrap ou un bandage si nécessaire. Usage unique ; remplacer en cas de salissure ou de dommage.

Deutsch

Descrizione	Steriles, weiches und atmungsaktives Vliestuch (TNT) zur Wundabdeckung, für kleine Eingriffe und zum Schutz der verletzten Zone. Latexfrei. Material: Vliesstoff (TNT).
Dimensioni	Abmessungen: 40 × 60 cm. Einzeln steril verpackt.
Istruzioni d'uso	Sterilen Beutel öffnen, Tuch auf die gereinigte, trockene Stelle legen, um eine Schutzbarriere zu schaffen; bei Bedarf mit Pflaster oder Binde fixieren. Einmalprodukt; bei Verschmutzung/Beschädigung ersetzen.

Español

Descrizione	Paño estéril de tejido no tejido, suave y transpirable, para curas, cobertura de campo menor y protección del área lesionada. Sin látex. Material: tejido no tejido (TNT).
--------------------	--

**Dimensioni**

Dimensiones: 40 × 60 cm. Envasado estéril individual.

Istruzioni d'uso

Abrir el sobre estéril, colocar el paño sobre la zona limpia y seca para crear una barrera protectora; fijar con esparadrapo o vendaje si es necesario. De un solo uso; sustituir si está sucio o dañado.

PVS SpA – Cassina de Pecchi IT - Rev. 05/11/2025