

**Product name – MIZAR – Empty First Aid Bag**

**Cod: BPS209-**

**Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017**



---

### Italiano

**Descrizione:** Borsa pronto soccorso vuota modello MIZAR in tessuto rosso con maniglia imbottita e chiusura a zip; pensata per contenere dotazioni di primo soccorso. Stampa multilingue sul frontale.

**Dimensioni:** 250 x 180 x 90 mm — **Peso:** 0,20 kg.

**Istruzioni:** Riempire con presidi idonei secondo la normativa vigente. Organizzare i contenuti nei vani interni; non superare la capacità della borsa. Pulire con panno umido e detergente neutro; non lavare in lavatrice. Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta. Ispezionare periodicamente il contenuto e sostituire gli articoli danneggiati o scaduti.

### English

**Description:** MIZAR empty first- aid bag in red fabric with padded handle and zipper closure; designed to hold first- aid equipment. Multilingual print on the front.



**Dimensions:** 250 × 180 × 90 mm — **Weight:** 0,20 kg.

**Instructions:** Fill with appropriate first- aid components according to local regulations. Organise items in the internal compartments; do not exceed the bag capacity. Clean with a damp cloth and mild detergent; do not machine- wash. Store in a dry place away from heat sources and direct sunlight. Inspect contents regularly and replace expired or damaged items.

## French

**Description:** Trousse de premiers secours MIZAR vide en tissu rouge avec poignée rembourrée et fermeture éclair, conçue pour contenir le matériel de premiers secours. Marquage multilingue sur la face avant.

**Dimensions:** 250 × 180 × 90 mm — **Poids :** 0,20 kg.

**Instructions:** Remplir avec des dispositifs adaptés conformément à la réglementation en vigueur. Organiser le contenu dans les compartiments internes ; ne pas dépasser la capacité du sac. Nettoyer avec un chiffon humide et un détergent neutre ; ne pas laver en machine. Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et du soleil direct. Vérifier régulièrement le contenu et remplacer les articles périmés ou endommagés.

## German

**Beschreibung:** Leere Erste- Hilfe- Tasche MIZAR aus rotem Gewebe mit gepolstertem Tragegriff und Reißverschluss; geeignet zur Aufnahme von Erste- Hilfe- Ausrüstung. Mehrsprachiger Aufdruck auf der Vorderseite.

**Abmessungen:** 250 × 180 × 90 mm — **Gewicht:** 0,20 kg.

**Anweisungen:** Mit geeigneten Erste- Hilfe- Inhalten gemäß geltenden Vorschriften bestücken. Inhalte in den Innenfächern organisieren; Kapazität der Tasche nicht überschreiten. Mit feuchtem Tuch und mildem Reinigungsmittel säubern; nicht in der Waschmaschine waschen. Trocken, fern von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung lagern. Inhalt regelmäßig prüfen und abgelaufene oder beschädigte Artikel ersetzen.

## Spanish

**Descripción:** Bolsa de primeros auxilios MIZAR vacía de tejido rojo con asa acolchada y cierre de cremallera; diseñada para alojar



equipamiento de primeros auxilios. Impresión multilingüe en el frontal.

**Dimensiones:**250 x 180 x 90 mm — **Peso:** 0,20 kg.

**Instrucciones:** Rellene con componentes adecuados conforme a la normativa vigente. Organice el contenido en los compartimentos internos; no supere la capacidad de la bolsa. Limpie con un paño húmedo y detergente neutro; no lavar a máquina. Conservar en lugar seco, alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa. Revise el contenido periódicamente y sustituya los artículos caducados o dañados.

## Português

**Descripción:** Bolsa de primeros auxilios MIZAR vacía de tejido rojo con asa acolchada y cierre de cremallera; diseñada para alojar equipamiento de primeros auxilios. Impresión multilingüe en el frontal.

**Dimensiones:**250 x 180 x 90 mm — **Peso:** 0,20 kg.

**Instrucciones:** Rellene con componentes adecuados conforme a la normativa vigente. Organice el contenido en los compartimentos internos; no supere la capacidad de la bolsa. Limpie con un paño húmedo y detergente neutro; no lavar a máquina. Conservar en lugar seco, alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa. Revise el contenido periódicamente y sustituya los artículos caducados o dañados.