



ECO NATURAL BANDAGES – 100% COTTON

Cod: BEN219

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italiano

Descrizione	Benda ECO Natural in 100% cotone grezzo, ipoallergenica e a basso impatto ambientale. Indicata per fissaggio di medicazioni e fasciature leggere su pelle sensibile.
Dimensioni	Formato: 5 m × 8 cm (in estensione). Confezione: astuccio da 2 pezzi.
Istruzioni d'uso	Srotolare e applicare con leggera tensione sovrapponendo i giri. Non applicare su cute lesa senza protezione. Sostituire se sporca o bagnata.



English

Description	ECO Natural bandage made of 100% raw cotton, hypoallergenic and low environmental impact. Suitable for securing dressings and light support bandaging on sensitive skin.
Dimensions	Size: 5 m × 8 cm (stretched). Pack: box of 2 pieces.
Instructions for use	Unroll and apply with light tension, overlapping turns. Do not apply directly on broken skin without protection. Replace if soiled or wet.

Français

Description	Bande ECO Natural en coton brut 100 %, hypoallergénique et à faible impact environnemental. Indiquée pour la fixation des pansements et des bandages légers sur peau sensible.
Dimensions	Taille : 5 m × 8 cm (en extension). Conditionnement : étui de 2 pièces.
Mode d'emploi	Dérouler et appliquer avec une légère tension en superposant les tours. Ne pas appliquer sur peau lésée sans protection. Remplacer si sale ou humide.

Deutsch

Beschreibung	ECO Natural Binde aus 100 % Rohbaumwolle, hypoallergen und umweltschonend. Geeignet zum Fixieren von Verbänden und für leichte Stützbandagen bei empfindlicher Haut.
Abmessungen	Größe: 5 m × 8 cm (gedehnt). Packung: Schachtel mit 2 Stück.
Gebrauchsanweisung	Mit leichter Spannung anlegen und Wicklungen überlappen. Nicht auf verletzte Haut ohne Schutz aufbringen. Bei Verschmutzung oder Nässe wechseln.



Español

Descripción	Venda ECO Natural de algodón crudo 100 %, hipoalergénica y de bajo impacto ambiental. Indicada para fijación de apósitos y vendajes ligeros en piel sensible.
Dimensiones	Tamaño: 5 m × 8 cm (en extensión). Presentación: estuche de 2 unidades.
Instrucciones de uso	Desenrollar y aplicar con ligera tensión, superponiendo las vueltas. No aplicar sobre piel lesionada sin protección. Sustituir si está sucia o húmeda.

PVS SpA – Cassina de Pecchi IT - Rev. 06/11/2025