

CPR-D•padz

8900-0800-01



Monitoraggio – Defibrillazione - CPR:

Elettrodi in unico pezzo per monitoraggio ECG, defibrillazione e monitoraggio del massaggio cardiaco. Gli elettrodi sono facilmente applicabili al paziente grazie alla particolare forma ed ai punti di riferimento semplici e immediati, mentre il sensore CPR rileva la profondità e la frequenza del massaggio cardiaco eseguito dall'operatore.

Preconnessione:

Grazie al dispositivo di preconnessione è possibile mantenere gli elettrodi collegati al defibrillatore, senza dover aprire la confezione (mantenendo quindi l'integrità delle superfici conduttive e la vita di magazzino). L'esclusivo tipo di confezionamento garantisce inoltre un ulteriore notevole risparmio di tempo nella applicazione degli elettrodi **CPR-D-padz** rispetto agli elettrodi monouso tradizionali.

Stoccaggio a magazzino agevole e duraturo:

Gli elettrodi hanno una lunga vita (5 anni) in modo da ridurre gli interventi di sostituzione durante il periodo di stand-by del defibrillatore.

Completi di kit di emergenza:

Gli elettrodi **CPR-D-padz** includono un kit di emergenza composto da mascherina, forbici, rasoio, guanti monouso, garza e salvietta umidificata.

Specifiche Tecniche

Elettrodo Apicale

Lunghezza Totale: 15,5 cm

Larghezza Totale: 14,1 cm

Superficie Totale: 86,6 cm²

Lunghezza Parte Conduttiva: 8,9 cm

Larghezza Parte Conduttiva: 8,9 cm

Superficie Conduttiva: 79 cm²

Elettrodo Sternale

Lunghezza Totale: 15,5 cm

Larghezza Totale: 12,7 cm

Superficie Totale: 77,5 cm²

Lunghezza Parte Conduttiva: 8,9 cm

Larghezza Parte Conduttiva: 8,9 cm

Superficie Conduttiva: 79 cm²

Caratteristiche Generali

Vita di Magazzino: 60 mesi

Gel Conduttivo: Polimero Solido Adesivo

Elemento Conduttivo: Stagno

Confezionamento: Multistrato Polilaminato

Lunghezza cavi: 91 cm

ZOLL®

Advancing Resuscitation. Today.™

ZOLL Medical Italia Srl | Via della Ferriera, 4 | 40133 Bologna – BO

Tel. 051 047 65 95 | Fax 051 087 26 27