



STERILE SALINE – 5 ml Vials (Pack of 20)

Cod: SOL011

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italian

Descrizione

Confezione da 20 fiale monodose di soluzione fisiologica sterile 0,9% NaCl da 5 ml. Ideali per il lavaggio oculare rapido e l'irrigazione di piccole ferite. Uso singolo.

Contenuto del kit

- 20 × fiale monodose 0,9% NaCl da 5 ml
- Blister richiudibile
- Istruzioni essenziali sul packaging

Istruzioni

- 1) Staccare una fiala dal blister.
- 2) Ruotare il tappino per aprire.
- 3) Instillare direttamente nell'occhio o sulla ferita senza toccare la punta.
- 4) Smaltire la fiala dopo l'uso.



English

Description

Pack of 20 single-dose vials of sterile physiological saline 0.9% NaCl, 5 ml each. Ideal for quick eye wash and small wound irrigation. Single use.

Kit contents

- 20 × single-dose vials 0.9% NaCl, 5 ml
- Reclosable blister
- Basic instructions on packaging

Instructions

- 1) Detach one vial from the strip.
- 2) Twist the cap to open.
- 3) Apply directly to the eye or wound without touching the tip.
- 4) Discard after use.

French

Description

Boîte de 20 unidoses de sérum physiologique stérile 0,9 % NaCl de 5 ml. Idéales pour le lavage oculaire rapide et l'irrigation de petites plaies. Usage unique.

Contenu du kit

- 20 × unidoses 0,9 % NaCl de 5 ml
- Blister refermable
- Instructions essentielles sur l'emballage

Mode d'emploi

- 1) Détacher une unidosse de la barrette.
- 2) Tourner le capuchon pour ouvrir.
- 3) Appliquer directement sur l'œil ou la plaie sans toucher l'embout.
- 4) Jeter après utilisation.

German

Beschreibung

Packung mit 20 Einzeldosis-Ampullen steriler Kochsalzlösung 0,9 % NaCl zu 5 ml. Ideal für schnelle Augenspülung und kleine Wundspülungen. Einmalgebrauch



Lieferumfang

- 20 × Einzeldosen 0,9 % NaCl à 5 ml
- Wieder verschließbarer Blister
- Grundlegende Hinweise auf der Verpackung

Anleitung

- 1) Eine Ampulle vom Streifen abtrennen.
- 2) Kappe drehen, um zu öffnen.
- 3) Direkt ins Auge oder auf die Wunde tropfen, Spitze nicht berühren.
- 4) Nach Gebrauch entsorgen.

Spanish

Descripción

Caja de 20 viales monodosis de suero fisiológico estéril 0,9 % NaCl de 5 ml. Ideales para lavado ocular rápido e irrigación de pequeñas heridas. De un solo uso.

Contenido del kit

- 20 × viales monodosis 0,9 % NaCl de 5 ml
- Blíster resellable
- Instrucciones básicas en el envase

Instrucciones

- 1) Separe un vial del blister.
- 2) Gire el tapón para abrir.
- 3) Aplique directamente en el ojo o la herida sin tocar la punta.
- 4) Deseche después de usar.