



STERILE ADHESIVE EYE PAD – FARMAPORE®

Cod: GAZ173F

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italiano

Descrizione

Compressa oculare sterile adesiva in TNT con tampone centrale assorbente non aderente. Indicata per protezione dell'occhio e delle aree perioculari dopo piccole procedure o per medicazioni quotidiane.

Dimensioni

Dimensioni tampone: 6,5 × 9,5 cm. Confezione: scatola da 100 pezzi (buste singole sterili).

Istruzioni d'uso

Aprire il sacchetto sterile, applicare la compressa sull'area oculare pulita e asciutta con il tampone centrato, esercitando una leggera pressione per favorire l'adesione. Sostituire secondo necessità o su indicazione medica.



English

Descrizione	Sterile adhesive eye pad in non- woven fabric with central non- adherent absorbent pad. Intended for protection of the eye and peri- ocular area after minor procedures or for daily dressings.
Dimensioni	Pad size: 6.5 × 9.5 cm. Packaging: box of 100 pcs (individually sterile sachets).
Istruzioni d'uso	Open the sterile sachet, place the pad on a clean and dry peri- ocular area with the central pad aligned, gently press to improve adhesion. Replace as needed or as directed by a healthcare professional.

Français

Descrizione	Œillère adhésive stérile en non- tissé avec compresse centrale absorbante non adhérente. Indiquée pour la protection de l'œil et de la zone péri- oculaire après de petits actes ou pour les soins quotidiens.
Dimensioni	Taille du pansement : 6,5 × 9,5 cm. Conditionnement : boîte de 100 pièces (sachets stériles individuels).
Istruzioni d'uso	Ouvrir le sachet stérile, positionner l'œillère sur une zone propre et sèche en alignant la compresse centrale, presser légèrement pour favoriser l'adhérence. Remplacer selon besoin ou avis médical.

Deutsch

Descrizione	Steriles, selbsthaftendes Augenpad aus Vlies mit nicht haftendem, saugfähigem Kern. Zur Abdeckung und zum Schutz des Auges und der periokulären Zone nach kleineren Eingriffen oder für tägliche Verbände.
Dimensioni	Pflastergröße: 6,5 × 9,5 cm. Verpackung: Schachtel mit 100 Stück (einzeln steril verpackt).

**Istruzioni d'uso**

Sterilen Beutel öffnen, Pad auf die saubere, trockene Augenpartie mit zentrierter Auflage platzieren und leicht andrücken. Nach Bedarf oder ärztlicher Anweisung wechseln.

Español

Descrizione

Compresa ocular estéril adhesiva de tejido no tejido con almohadilla central absorbente no adherente. Indicada para la protección del ojo y la zona periocular tras procedimientos menores o para curas diarias.

Dimensioni

Tamaño del apósito: 6,5 × 9,5 cm. Embalaje: caja de 100 uds (sobres estériles individuales).

Istruzioni d'uso

Abrir el sobre estéril, colocar la compresa en la zona periocular limpia y seca con la almohadilla centrada y presionar suavemente para favorecer la adhesión. Sustituir según necesidad o indicación médica.

PVS SpA – Cassina de Pecchi IT - Rev. 04/11/2025