



Product Name - Tick Twister

Cod: ZEC003

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017

Italiano:

Tick Twister, togliere le zecche immediatamente, completamente e senza dolore con una semplice rotazione.

Istruzioni d'uso: non tirare, ma continuare a girare fino a che la zecca non si stacca da sola.

English:

Tick Twister, remove ticks immediately, completely and painlessly with a simple twist.

Instructions for use: do not pull, just keep turning until the tick detaches itself.

French:

Tick Twister, retirez les tiques immédiatement, complètement et sans douleur grâce à une simple rotation.

Instructions d'utilisation : ne tirez pas, continuez simplement à tourner jusqu'à ce que la tique se détache d'elle-même.

German:

Tick Twister, Zecken sofort, vollständig und schmerzfrei mit einer einfachen Drehung entfernen.

Gebrauchsanweisung: nicht ziehen, sondern weiterdrehen, bis sich die Zecke von selbst löst.



Spanish:

Tick Twister, elimina las garrapatas de forma inmediata, completa y sin dolor con una simple rotación.

Instrucciones de uso: no tirar, seguir girando hasta que la garrapata se suelte sola.

Portuguese:

Tick Twister, remova carrapatos de forma imediata, completa e indolor com uma simples rotação.

Instruções de uso: não puxe, continue girando até que o carrapato se solte sozinho.

Dutch:

Tick Twister, verwijder teken onmiddellijk, volledig en pijnloos met een eenvoudige draai.

Gebruiksaanwijzing: niet trekken, blijf draaien tot de teek vanzelf loslaat.

