

Med's – Farmacerotto silk adhesive tape (spool)

Cod: CER098



Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italiano

Descrizione: Cerotto adesivo in seta su rocchetto: buona adesività e conformabilità, facile da strappare con le mani. Indicato per il fissaggio di medicazioni, tubi e bendaggi su pelle normale.

Dimensioni: Formato: 5 m × 2,5 cm (rocchetto).

Istruzioni: Tagliare/strappare la lunghezza desiderata. Applicare su pelle pulita e asciutta esercitando pressione. Evitare il contatto diretto dell'adesivo con la ferita. Sostituire secondo necessità.

English

Descrizione: Silk adhesive tape on spool: good adhesion and conformability, easy to tear by hand. Suitable for securing dressings, tubes and bandages on normal skin.

Dimensioni: Size: 5 m × 2.5 cm (spool).

Istruzioni: Tear or cut to the desired length. Apply to clean, dry skin with firm pressure. Avoid direct adhesive contact with the wound. Replace as needed.

French

Descrizione: Sparadrap en soie sur dévidoir : bonne adhésion et conformabilité, déchirable à la main. Indiqué pour fixer pansements, tubes et bandages sur peau normale.

Dimensioni: Format : 5 m × 2,5 cm (bobine).

Istruzioni: Couper/déchirer à la longueur souhaitée. Appliquer sur peau propre et sèche en pressant. Éviter le contact direct avec la plaie. Remplacer selon besoin.

German

Descrizione: Seiden-Klebeband auf Rolle: gute Haftung und Anpassungsfähigkeit, von Hand leicht reißbar. Zum Fixieren von Verbänden, Schläuchen und Bandagen auf normaler Haut.

Dimensioni: Größe: 5 m × 2,5 cm (Rolle).

Istruzioni: Auf gewünschte Länge reißen oder schneiden. Auf saubere, trockene Haut aufbringen und fest andrücken. Direkten Kontakt des Klebers mit der Wunde vermeiden. Bei Bedarf wechseln.



Spanish

Descrizione: Esparadrapo de seda en carrete: buena adhesión y conformabilidad, fácil de rasgar a mano. Adecuado para fijar apósitos, tubos y vendajes sobre piel normal.

Dimensioni: Tamaño: 5 m × 2,5 cm (carrete).

Istruzioni: Rasgue o corte a la longitud deseada. Aplique sobre piel limpia y seca presionando firmemente. Evite el contacto directo del adhesivo con la herida. Sustituir cuando sea necesario.